

Игла для аспирации костного мозга Код: NBL

NBL — игла для аспирации костного мозга (стерильной пункции) из грудной и крестцовой костей. Игла имеет эргономичный дизайн и Т-образную рукоятку удобной формы. Применяется в гематологических, онкогематологических и хирургических отделениях больниц. В педиатрии иногда применяется для миелоаспирации из трубчатых костей нижних конечностей.

Конструктивные особенности:

- с проксимального конца иглы имеется коннектор Луер-Лок для присоединения шприца необходимого объема
- крышка стилета оснащена замком, который фиксирует её в корпусе иглы
- глубина проникновения иглы контролируется с помощью миллиметровой шкалы и ограничителя
- цвет корпуса иглы соответствует международной цветовой кодировке размеров
- диаметр от 1,2 мм (18G) до 2,0 мм (14G) и длина от 30 мм до 70 мм
- иглы диаметром 1,2 мм и длиной 30 мм применяются в педиатрии

Иглы длиной 70 мм используются для аспирации костного мозга из подвздошной кости.



код	размеры	Кол-во шт. в коробке
NBL 15/30	15GX30 mm	20
NBL 15/50	15GX50 mm	20
NBL 15/70	15GX70 mm	20
NBL 16/30	16GX30 mm	20
NBL 16/50	16GX50 mm	20
NBL 16/70	16GX70 mm	20
NBL 18/30	18GX30 mm	20
NBL 18/50	18GX50 mm	20
NBL 18/70	18GX70 mm	20