

КАРДИОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ

Стенты коронарные бифуркационные

Bioss Lim Стенты коронарные бифуркационные с сиролимусом 4

Bioss Lim C Стенты коронарные бифуркационные кобальто-хромовые с сиролимусом 6

Коронарные стенты BMS

Flexus Стенты коронарные 8

Coflexus Стенты коронарные кобальто-хромовые 10

Коронарные стенты DES

Prolim Стенты коронарные с сиролимусом 12

Paxel Стенты коронарные кобальто-хромовые с паклитакселем 14

Alex Стенты коронарные кобальто-хромовые с сиролимусом 16

Alex Plus Стенты коронарные кобальто-хромовые с сиролимусом 18

КОРОНАРНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Bottle Катетеры коронарные бифуркационные 20

Fryderyk Катетеры коронарные для ангиопластики 21

River Катетеры коронарные для ангиопластики 22

River CTO Катетеры коронарные для ангиопластики, при хронической окклюзии коронарной артерии 23

ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКА

Valver Катетеры для вальвулопластики педиатрические 24

Valver Катетеры для вальвулопластики у взрослых 25

Valver Катетеры для вальвулопластики Type B 26

ВНУТРИАОРТАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Наборы для внутриаортальной баллонной контрпульсации 27

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Биполярный электрод для временной кардиостимуляции 28

Наборы для установки эндокардиального электрода 29

НАБОРЫ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЕРИКАДРА

Наборы для дренирования перикадра 30

РАДИОЛОГИЯ

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ СТЕНТЫ

Nefro C Кобальтово-хромовый стент для почечных сосудов	31
Neptun Стенты для периферических сосудов	32
Jaguar Стенты саморасширяющиеся	34

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Lovix Катетеры для ангиопластики периферических сосудов с системой доставки OTW (over the wire).	38
Lovix Катетеры для ангиопластики периферических сосудов с системой доставки Rapid Exchange (Rx)	40

СТЕНТЫ ДЛЯ СОННОЙ АРТЕРИИ

Mer Саморасширяющейся стент для сонной артерии	42
---	----

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ

Robin Система дистальной нейропротекции	43
--	----

ИНТРОДЬЮСЕРЫ

Интродьюсеры	44
Интродьюсеры длинные	45
Интродьюсеры кардиологические для лучевой артерии	46
Интродьюсеры (большие размеры)	47
Интродьюсеры тройного доступа с гемостатическим клапаном	47
Интродьюсер армированный (Coil)	48

ПРОВОДНИКИ

Rider Проводники для РТСА	49
Проводники Lunderquist	50
Проводники с тефлоновым покрытием	50

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ

Катетеры для ангиографии.....	51
Прямые.....	52
Pigtail.....	52
Angled pigtail.....	53
N.I.H.....	53
Gensini.....	54
Multi purpose.....	54

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Simmons.....	55
Mani.....	55
Headhunter.....	56
Bentson.....	56
Left carotid.....	57
Cerebral.....	57
Medullaire.....	58
Vertebral.....	58
Amplatz.....	59
Newton.....	59

ВИСЦЕЛЯРНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Cobra.....	60
Femoral renal.....	60
Sidewinder.....	61

КОРОНАРНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Tonnelier.....	62
Sones.....	62
Judkins right.....	63
Judkins left.....	63


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАРДИОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ

Шприцы высокого давления с манометром.....	64
Коннектор с двойным клапаном RYVA.....	66
Коннектор с двойным клапаном RYVA LUER.....	66
Устройство для вращения проводника Torquer.....	67
Адаптер вращающийся типа.....	67
Игла направляющая.....	68
Иглы ангиографические.....	69
Трубки соединительные высокого давления.....	70

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ С СИРОЛИМУСОМ **BIOSS[®] LIM** с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

Инновационная система бифуркационных стентов:

- один профилированный баллон, соответствующий размерам коронарных бифуркационных артерий
- уникальная конфигурация системы доставки, обеспечивающая безопасность и эффективность во время процедуры имплантации стента
- система доставки ограничивает до минимума негативные последствия процедуры, защищая устье боковой ветви от травмирования
- большой размер ячейки стента в месте входа в боковую ветвь позволяет ввести в нее стент требуемого размера
- точность процедуры имплантации обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам.



Оптимизированный бифуркационный коронарный стент, выделяющий сиролимус. Система стента с одним профилируемым баллоном на проводнике 0.014" для сокращения времени имплантации. Специальная система стента не допускает окклюзии боковой ветви и защищает ее устье от повреждения.

Технические данные


Материал платформы стента	Сталь 316LVM
Покрытие катетера	Гидрофильное
Антипролиферативное средство	Сиролимус
MPT	Безопасное
Ферромагнетизм	Нет
Рентгеноконтрастность	Отличная
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время раздувания и сдувания баллона	Очень короткое
Диаметр проксимальной части	2F (0.65 мм)
Диаметр дистальной части	2,7F (0.90 мм)
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")
Номинальное давление	10 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина катетера	140 см

Номинальный диаметр стента

Кат. №	Номинальный диаметр стента		Номинальная длина стента
	Дистальный	Проксимальный	
ZSTB2.50x3.25x1514S	2.50 мм	3.25 мм	15 мм
ZSTB2.75x3.50x1514S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1514S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1514S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1514S	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1514S	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x1814S	2.50 мм	3.25 мм	18 мм
ZSTB2.75x3.50x1814S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1814S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1814S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1814S	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1814S	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x2314S	2.50 мм	3.25 мм	23 мм
ZSTB2.75x3.50x2314S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x2314S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x2314S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x2314S	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x2314S	3.75 мм	4.50 мм	

Пример номера по каталогу: ZSTB3.50x4.25x1814S.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЕ С СИРОЛИМУСОМ с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

BIOSS
LIMC


Инновационная система бифуркационных стентов:

- один профилированный баллон, соответствующий размерам коронарных бифуркационных артерий
- уникальная конфигурация системы доставки, обеспечивающая безопасность и эффективность во время процедуры имплантации стента
- система доставки ограничивает до минимума негативные последствия процедуры, защищая устье боковой ветви от травмирования
- большой размер ячейки стента в месте входа в боковую ветвь позволяет ввести в нее стент требуемого размера
- точность процедуры имплантации обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам.

Оптимизированный бифуркационный коронарный стент, выделяющий сиролимус.

Система стента с одним профилируемым баллоном на проводнике 0.014" для сокращения времени имплантации.

Специальная система стента не допускает окклюзии боковой ветви и защищает ее устье от повреждения.

Технические данные


Материал платформы стента	кобальто-хромовый сплав L605
Покрытие катетера	Гидрофильное
Антипролиферативное средство	Сиролимус
Толщина стенки	0.07 mm
МРТ	Безопасное
Ферромагнетизм	Нет
Рентгеноконтрастность	Отличная
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время раздувания и сдувания баллона	Очень короткое
Диаметр проксимальной части	2F (0.65 mm)
Диаметр дистальной части	2,7F (0.90 mm)
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")
Номинальное давление	10 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина катетера	140 см

Кат. №	Номинальный диаметр стента		Номинальная длина стента	Дистальная длина/ Длина стента	Проксимальная длина/ Длина стента
	Дистальный	Проксимальный			
ZSTB2.50x3.00x1614CS	2.50 mm	3.00 mm	16 mm	55%	37%
ZSTB2.50x3.25x1614CS	2.50 mm	3.25 mm		55%	37%
ZSTB2.75x3.50x1614CS	2.75 mm	3.50 mm		55%	37%
ZSTB3.00x3.50x1614CS	3.00 mm	3.50 mm		56%	36%
ZSTB3.00x3.75x1614CS	3.00 mm	3.75 mm		54%	38%
ZSTB3.50x4.25x1614CS	3.50 mm	4.25 mm		54%	38%
ZSTB3.75x4.50x1614CS	3.75 mm	4.50 mm		56%	37%
ZSTB2.50x3.00x1914CS	2.50 mm	3.00 mm	19 mm	54%	39%
ZSTB2.50x3.25x1914CS	2.50 mm	3.25 mm		54%	39%
ZSTB2.75x3.50x1914CS	2.75 mm	3.50 mm		54%	39%
ZSTB3.00x3.50x1914CS	3.00 mm	3.50 mm		55%	38%
ZSTB3.00x3.75x1914CS	3.00 mm	3.75 mm		54%	40%
ZSTB3.50x4.25x1914CS	3.50 mm	4.25 mm		54%	40%
ZSTB3.75x4.50x1914CS	3.75 mm	4.50 mm		55%	39%
ZSTB2.50x3.00x2414CS	2.50 mm	3.00 mm	24 mm	56%	38%
ZSTB2.50x3.25x2414CS	2.50 mm	3.25 mm		56%	38%
ZSTB2.75x3.50x2414CS	2.75 mm	3.50 mm		56%	38%
ZSTB3.00x3.50x2414CS	3.00 mm	3.50 mm		57%	37%
ZSTB3.00x3.75x2414CS	3.00 mm	3.75 mm		56%	39%
ZSTB3.50x4.25x2414CS	3.50 mm	4.25 mm		56%	39%
ZSTB3.75x4.50x2414CS	3.75 mm	4.50 mm		57%	38%

Пример номера по каталогу: ZSTB3.75x4.50x2414CS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех размеров доступны длины 15мм, 18мм и 23мм. Пример номера по каталогу: ZSTB 2.50x3.00x1814CS.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ *Flexus*[®] с системой доставки Rapid Exchange (Rx)



Стальной коронарный стент повышенной гибкости

- инновационный дизайн стента для его эластичности и прочности
- предназначен для узких и извитых сосудов
- низкий профиль входа и легкость прохождения по сосудам

Технические данные

Материал стента	Сталь 316LVM
Номинальный диаметр стента	2,00 мм – 4,50мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенки стента	0.115 мм
Рентгеноконтрастность	Отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасный
Совместимость с проводником	Макс. 014"
Совместимость с катетером	5F (0.56")*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.036"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5 F/0.84 мм
Время раздувания и сдувания баллона	Очень короткое
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")


*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814F	2.00 мм / 8 мм	ZSTC3.00x0814F	3.00 мм / 8 мм	ZSTC3.75x0814F	3.75 мм / 8 мм
ZSTC2.00x1014F	2.00 мм / 10 мм	ZSTC3.00x1014F	3.00 мм / 10 мм	ZSTC3.75x1014F	3.75 мм / 10 мм
ZSTC2.00x1214F	2.00 мм / 12 мм	ZSTC3.00x1214F	3.00 мм / 12 мм	ZSTC3.75x1214F	3.75 мм / 12 мм
ZSTC2.00x1514F	2.00 мм / 15 мм	ZSTC3.00x1514F	3.00 мм / 15 мм	ZSTC3.75x1514F	3.75 мм / 15 мм
ZSTC2.00x1814F	2.00 мм / 18 мм	ZSTC3.00x1814F	3.00 мм / 18 мм	ZSTC3.75x1814F	3.75 мм / 18 мм
ZSTC2.00x2214F	2.00 мм / 22 мм	ZSTC3.00x2214F	3.00 мм / 22 мм	ZSTC3.75x2214F	3.75 мм / 22 мм
ZSTC2.00x2514F	2.00 мм / 25 мм	ZSTC3.00x2514F	3.00 мм / 25 мм	ZSTC3.75x2514F	3.75 мм / 25 мм
		ZSTC3.00x2914F	3.00 мм / 29 мм	ZSTC3.75x2914F	3.75 мм / 29 мм
ZSTC2.25x0814F	2.25 мм / 8 мм	ZSTC3.00x3414F	3.00 мм / 34 мм	ZSTC3.75x3414F	3.75 мм / 34 мм
ZSTC2.25x1014F	2.25 мм / 10 мм	ZSTC3.00x3614F	3.00 мм / 36 мм	ZSTC3.75x3614F	3.75 мм / 36 мм
ZSTC2.25x1214F	2.25 мм / 12 мм	ZSTC3.00x3814F	3.00 мм / 38 мм	ZSTC3.75x3814F	3.75 мм / 38 мм
ZSTC2.25x1514F	2.25 мм / 15 мм	ZSTC3.00x4014F	3.00 мм / 40 мм	ZSTC3.75x4014F	3.75 мм / 40 мм
ZSTC2.25x1814F	2.25 мм / 18 мм				
ZSTC2.25x2214F	2.25 мм / 22 мм	ZSTC3.25x0814F	3.25 мм / 8 мм	ZSTC4.00x0814F	4.00 мм / 8 мм
ZSTC2.25x2514F	2.25 мм / 25 мм	ZSTC3.25x1014F	3.25 мм / 10 мм	ZSTC4.00x1014F	4.00 мм / 10 мм
ZSTC2.25x2914F	2.25 мм / 29 мм	ZSTC3.25x1214F	3.25 мм / 12 мм	ZSTC4.00x1214F	4.00 мм / 12 мм
		ZSTC3.25x1514F	3.25 мм / 15 мм	ZSTC4.00x1514F	4.00 мм / 15 мм
ZSTC2.50x0814F	2.50 мм / 8 мм	ZSTC3.25x1814F	3.25 мм / 18 мм	ZSTC4.00x1814F	4.00 мм / 18 мм
ZSTC2.50x1014F	2.50 мм / 10 мм	ZSTC3.25x2214F	3.25 мм / 22 мм	ZSTC4.00x2214F	4.00 мм / 22 мм
ZSTC2.50x1214F	2.50 мм / 12 мм	ZSTC3.25x2514F	3.25 мм / 25 мм	ZSTC4.00x2514F	4.00 мм / 25 мм
ZSTC2.50x1514F	2.50 мм / 15 мм	ZSTC3.25x2914F	3.25 мм / 29 мм	ZSTC4.00x2914F	4.00 мм / 29 мм
ZSTC2.50x1814F	2.50 мм / 18 мм	ZSTC3.25x3414F	3.25 мм / 34 мм	ZSTC4.00x3414F	4.00 мм / 34 мм
ZSTC2.50x2214F	2.50 мм / 22 мм	ZSTC3.25x3614F	3.25 мм / 36 мм	ZSTC4.00x3614F	4.00 мм / 36 мм
ZSTC2.50x2514F	2.50 мм / 25 мм	ZSTC3.25x3814F	3.25 мм / 38 мм	ZSTC4.00x3814F	4.00 мм / 38 мм
ZSTC2.50x2914F	2.50 мм / 29 мм	ZSTC3.25x4014F	3.25 мм / 40 мм	ZSTC4.00x4014F	4.00 мм / 40 мм
ZSTC2.50x3414F	2.50 мм / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814F	3.50 мм / 8 мм	ZSTC4.50x0814F	4.50 мм / 8 мм
ZSTC2.75x0814F	2.75 мм / 8 мм	ZSTC3.50x1014F	3.50 мм / 10 мм	ZSTC4.50x1014F	4.50 мм / 10 мм
ZSTC2.75x1014F	2.75 мм / 10 мм	ZSTC3.50x1214F	3.50 мм / 12 мм	ZSTC4.50x1214F	4.50 мм / 12 мм
ZSTC2.75x1214F	2.75 мм / 12 мм	ZSTC3.50x1514F	3.50 мм / 15 мм	ZSTC4.50x1514F	4.50 мм / 15 мм
ZSTC2.75x1514F	2.75 мм / 15 мм	ZSTC3.50x1814F	3.50 мм / 18 мм	ZSTC4.50x1814F	4.50 мм / 18 мм
ZSTC2.75x1814F	2.75 мм / 18 мм	ZSTC3.50x2214F	3.50 мм / 22 мм	ZSTC4.50x2214F	4.50 мм / 22 мм
ZSTC2.75x2214F	2.75 мм / 22 мм	ZSTC3.50x2514F	3.50 мм / 25 мм	ZSTC4.50x2514F	4.50 мм / 25 мм
ZSTC2.75x2514F	2.75 мм / 25 мм	ZSTC3.50x2914F	3.50 мм / 29 мм	ZSTC4.50x2914F	4.50 мм / 29 мм
ZSTC2.75x2914F	2.75 мм / 29 мм	ZSTC3.50x3414F	3.50 мм / 34 мм	ZSTC4.50x3414F	4.50 мм / 34 мм
ZSTC2.75x3414F	2.75 мм / 34 мм	ZSTC3.50x3614F	3.50 мм / 36 мм	ZSTC4.50x3614F	4.50 мм / 36 мм
ZSTC2.75x3614F	2.75 мм / 36 мм	ZSTC3.50x3814F	3.50 мм / 38 мм	ZSTC4.50x3814F	4.50 мм / 38 мм
		ZSTC3.50x4014F	3.50 мм / 40 мм	ZSTC4.50x4014F	4.50 мм / 40 мм

Пример номера по каталогу: ZSTC4.50x4014F.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЕ с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

Coflexus®



Стент из кобальто-хромового сплава повышенной гибкости с ультранизким профилем входа 0.32”.

- новая улучшенная система доставки
- уникальная гидрофильная технология покрытия
- идеальный для узких и извитых сосудов
- уникальная эластическая конструкция стента
- отличная проходимость по сосудам

Технические данные

Материал стента	Кобальто-хромовый сплав L605
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 4.50 мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенок стента	0.07 мм
Рентгеноконтрастность	отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Совместимость с проводником	Макс. .014”
Совместимость с катетером	5F (.056”)*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.032”**
Диаметр проксимальной части	1.8 F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5 F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (.064”)

** для стента диаметром 3 мм

Для изготовления стента Coflexus используется кобальто-хромовый сплав L605 Co-Cr. Применение данного материала позволяет уменьшить толщину стенки стента и снизить профиль стента без понижения радиальной силы.


Благодаря низкому профилю и уникальному дизайну, стент Coflexus является идеальным для узких, извитых сосудов с труднодоступными поражениями.

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814CF	2.00 мм / 8 мм	ZSTC3.00x0814CF	3.00 мм / 8 мм	ZSTC3.75x0814CF	3.75 мм / 8 мм
ZSTC2.00x1014CF	2.00 мм / 10 мм	ZSTC3.00x1014CF	3.00 мм / 10 мм	ZSTC3.75x1014CF	3.75 мм / 10 мм
ZSTC2.00x1214CF	2.00 мм / 12 мм	ZSTC3.00x1214CF	3.00 мм / 12 мм	ZSTC3.75x1214CF	3.75 мм / 12 мм
ZSTC2.00x1514CF	2.00 мм / 15 мм	ZSTC3.00x1514CF	3.00 мм / 15 мм	ZSTC3.75x1514CF	3.75 мм / 15 мм
ZSTC2.00x1814CF	2.00 мм / 18 мм	ZSTC3.00x1814CF	3.00 мм / 18 мм	ZSTC3.75x1814CF	3.75 мм / 18 мм
ZSTC2.00x2214CF	2.00 мм / 22 мм	ZSTC3.00x2214CF	3.00 мм / 22 мм	ZSTC3.75x2214CF	3.75 мм / 22 мм
ZSTC2.00x2514CF	2.00 мм / 25 мм	ZSTC3.00x2514CF	3.00 мм / 25 мм	ZSTC3.75x2514CF	3.75 мм / 25 мм
		ZSTC3.00x2914CF	3.00 мм / 29 мм	ZSTC3.75x2914CF	3.75 мм / 29 мм
ZSTC2.25x0814CF	2.25 мм / 8 мм	ZSTC3.00x3414CF	3.00 мм / 34 мм	ZSTC3.75x3414CF	3.75 мм / 34 мм
ZSTC2.25x1014CF	2.25 мм / 10 мм	ZSTC3.00x3614CF	3.00 мм / 36 мм	ZSTC3.75x3614CF	3.75 мм / 36 мм
ZSTC2.25x1214CF	2.25 мм / 12 мм	ZSTC3.00x3814CF	3.00 мм / 38 мм	ZSTC3.75x3814CF	3.75 мм / 38 мм
ZSTC2.25x1514CF	2.25 мм / 15 мм	ZSTC3.00x4014CF	3.00 мм / 40 мм	ZSTC3.75x4014CF	3.75 мм / 40 мм
ZSTC2.25x1814CF	2.25 мм / 18 мм				
ZSTC2.25x2214CF	2.25 мм / 22 мм	ZSTC3.25x0814CF	3.25 мм / 8 мм	ZSTC4.00x0814CF	4.00 мм / 8 мм
ZSTC2.25x2514CF	2.25 мм / 25 мм	ZSTC3.25x1014CF	3.25 мм / 10 мм	ZSTC4.00x1014CF	4.00 мм / 10 мм
ZSTC2.25x2914CF	2.25 мм / 29 мм	ZSTC3.25x1214CF	3.25 мм / 12 мм	ZSTC4.00x1214CF	4.00 мм / 12 мм
		ZSTC3.25x1514CF	3.25 мм / 15 мм	ZSTC4.00x1514CF	4.00 мм / 15 мм
ZSTC2.50x0814CF	2.50 мм / 8 мм	ZSTC3.25x1814CF	3.25 мм / 18 мм	ZSTC4.00x1814CF	4.00 мм / 18 мм
ZSTC2.50x1014CF	2.50 мм / 10 мм	ZSTC3.25x2214CF	3.25 мм / 22 мм	ZSTC4.00x2214CF	4.00 мм / 22 мм
ZSTC2.50x1214CF	2.50 мм / 12 мм	ZSTC3.25x2514CF	3.25 мм / 25 мм	ZSTC4.00x2514CF	4.00 мм / 25 мм
ZSTC2.50x1514CF	2.50 мм / 15 мм	ZSTC3.25x2914CF	3.25 мм / 29 мм	ZSTC4.00x2914CF	4.00 мм / 29 мм
ZSTC2.50x1814CF	2.50 мм / 18 мм	ZSTC3.25x3414CF	3.25 мм / 34 мм	ZSTC4.00x3414CF	4.00 мм / 34 мм
ZSTC2.50x2214CF	2.50 мм / 22 мм	ZSTC3.25x3614CF	3.25 мм / 36 мм	ZSTC4.00x3614CF	4.00 мм / 36 мм
ZSTC2.50x2514CF	2.50 мм / 25 мм	ZSTC3.25x3814CF	3.25 мм / 38 мм	ZSTC4.00x3814CF	4.00 мм / 38 мм
ZSTC2.50x2914CF	2.50 мм / 29 мм	ZSTC3.25x4014CF	3.25 мм / 40 мм	ZSTC4.00x4014CF	4.00 мм / 40 мм
ZSTC2.50x3414CF	2.50 мм / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814CF	3.50 мм / 8 мм	ZSTC4.50x0814CF	4.50 мм / 8 мм
ZSTC2.75x0814CF	2.75 мм / 8 мм	ZSTC3.50x1014CF	3.50 мм / 10 мм	ZSTC4.50x1014CF	4.50 мм / 10 мм
ZSTC2.75x1014CF	2.75 мм / 10 мм	ZSTC3.50x1214CF	3.50 мм / 12 мм	ZSTC4.50x1214CF	4.50 мм / 12 мм
ZSTC2.75x1214CF	2.75 мм / 12 мм	ZSTC3.50x1514CF	3.50 мм / 15 мм	ZSTC4.50x1514CF	4.50 мм / 15 мм
ZSTC2.75x1514CF	2.75 мм / 15 мм	ZSTC3.50x1814CF	3.50 мм / 18 мм	ZSTC4.50x1814CF	4.50 мм / 18 мм
ZSTC2.75x1814CF	2.75 мм / 18 мм	ZSTC3.50x2214CF	3.50 мм / 22 мм	ZSTC4.50x2214CF	4.50 мм / 22 мм
ZSTC2.75x2214CF	2.75 мм / 22 мм	ZSTC3.50x2514CF	3.50 мм / 25 мм	ZSTC4.50x2514CF	4.50 мм / 25 мм
ZSTC2.75x2514CF	2.75 мм / 25 мм	ZSTC3.50x2914CF	3.50 мм / 29 мм	ZSTC4.50x2914CF	4.50 мм / 29 мм
ZSTC2.75x2914CF	2.75 мм / 29 мм	ZSTC3.50x3414CF	3.50 мм / 34 мм	ZSTC4.50x3414CF	4.50 мм / 34 мм
ZSTC2.75x3414CF	2.75 мм / 34 мм	ZSTC3.50x3614CF	3.50 мм / 36 мм	ZSTC4.50x3614CF	4.50 мм / 36 мм
ZSTC2.75x3614CF	2.75 мм / 36 мм	ZSTC3.50x3814CF	3.50 мм / 38 мм	ZSTC4.50x3814CF	4.50 мм / 38 мм
		ZSTC3.50x4014CF	3.50 мм / 40 мм	ZSTC4.50x4014CF	4.50 мм / 40 мм

Пример номера по каталогу: ZSTC4.50x4014CF.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ С СИРОЛИМУСОМ PROLIM®

с системой доставки Rapid Exchange (RX)



Новый, гибкий стальной стент с сиролимусом.

- идеальный для узких и извитых сосудов с поражениями в труднодоступных местах
- инновационное покрытие для постепенной контролируемой доставки лекарственного средства
- высокая степень гибкости и клинически доказанное высвобождение лекарственного средства
- новая и улучшенная система доставки

Слои полимера высвобождают сиролимус в регулируемом по времени процессе (продолжающимся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

Технические данные

Материал стента	Сталь 316LVM
Полимер	Биодеградируемый
Антипролиферативное средство	Сиролимус
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 4.50 мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенок стента	0.115 мм
Рентгеноконтрастность	отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Извитый профиль стента	.038"***
Диаметр проксимальной части	1.8 F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5 F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (.064")


*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814SF	2.00 / 8 мм	ZSTC3.00x0814SF	3.00 / 8 мм	ZSTC3.75x0814SF	3.75 / 8 мм
ZSTC2.00x1014SF	2.00 / 10 мм	ZSTC3.00x1014SF	3.00 / 10 мм	ZSTC3.75x1014SF	3.75 / 10 мм
ZSTC2.00x1214SF	2.00 / 12 мм	ZSTC3.00x1214SF	3.00 / 12 мм	ZSTC3.75x1214SF	3.75 / 12 мм
ZSTC2.00x1514SF	2.00 / 15 мм	ZSTC3.00x1514SF	3.00 / 15 мм	ZSTC3.75x1514SF	3.75 / 15 мм
ZSTC2.00x1814SF	2.00 / 18 мм	ZSTC3.00x1814SF	3.00 / 18 мм	ZSTC3.75x1814SF	3.75 / 18 мм
ZSTC2.00x2214SF	2.00 / 22 мм	ZSTC3.00x2214SF	3.00 / 22 мм	ZSTC3.75x2214SF	3.75 / 22 мм
ZSTC2.00x2514SF	2.00 / 25 мм	ZSTC3.00x2514SF	3.00 / 25 мм	ZSTC3.75x2514SF	3.75 / 25 мм
		ZSTC3.00x2914SF	3.00 / 29 мм	ZSTC3.75x2914SF	3.75 / 29 мм
ZSTC2.25x0814SF	2.25 / 8 мм	ZSTC3.00x3414SF	3.00 / 34 мм	ZSTC3.75x3414SF	3.75 / 34 мм
ZSTC2.25x1014SF	2.25 / 10 мм	ZSTC3.00x3614SF	3.00 / 36 мм	ZSTC3.75x3614SF	3.75 / 36 мм
ZSTC2.25x1214SF	2.25 / 12 мм	ZSTC3.00x3814SF	3.00 / 38 мм	ZSTC3.75x3814SF	3.75 / 38 мм
ZSTC2.25x1514SF	2.25 / 15 мм	ZSTC3.00x4014SF	3.00 / 40 мм	ZSTC3.75x4014SF	3.75 / 40 мм
ZSTC2.25x1814SF	2.25 / 18 мм				
ZSTC2.25x2214SF	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x0814SF	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814SF	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x2514SF	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x1014SF	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014SF	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x2914SF	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x1214SF	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214SF	4.00 / 12 мм
		ZSTC3.25x1514SF	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514SF	4.00 / 15 мм
ZSTC2.50x0814SF	2.50 / 8 мм	ZSTC3.25x1814SF	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814SF	4.00 / 18 мм
ZSTC2.50x1014SF	2.50 / 10 мм	ZSTC3.25x2214SF	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214SF	4.00 / 22 мм
ZSTC2.50x1214SF	2.50 / 12 мм	ZSTC3.25x2514SF	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514SF	4.00 / 25 мм
ZSTC2.50x1514SF	2.50 / 15 мм	ZSTC3.25x2914SF	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914SF	4.00 / 29 мм
ZSTC2.50x1814SF	2.50 / 18 мм	ZSTC3.25x3414SF	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414SF	4.00 / 34 мм
ZSTC2.50x2214SF	2.50 / 22 мм	ZSTC3.25x3614SF	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614SF	4.00 / 36 мм
ZSTC2.50x2514SF	2.50 / 25 мм	ZSTC3.25x3814SF	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814SF	4.00 / 38 мм
ZSTC2.50x2914SF	2.50 / 29 мм	ZSTC3.25x4014SF	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014SF	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x3414SF	2.50 / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814SF	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814SF	4.50 / 8 мм
ZSTC2.75x0814SF	2.75 / 8 мм	ZSTC3.50x1014SF	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014SF	4.50 / 10 мм
ZSTC2.75x1014SF	2.75 / 10 мм	ZSTC3.50x1214SF	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214SF	4.50 / 12 мм
ZSTC2.75x1214SF	2.75 / 12 мм	ZSTC3.50x1514SF	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514SF	4.50 / 15 мм
ZSTC2.75x1514SF	2.75 / 15 мм	ZSTC3.50x1814SF	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814SF	4.50 / 18 мм
ZSTC2.75x1814SF	2.75 / 18 мм	ZSTC3.50x2214SF	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214SF	4.50 / 22 мм
ZSTC2.75x2214SF	2.75 / 22 мм	ZSTC3.50x2514SF	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514SF	4.50 / 25 мм
ZSTC2.75x2514SF	2.75 / 25 мм	ZSTC3.50x2914SF	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914SF	4.50 / 29 мм
ZSTC2.75x2914SF	2.75 / 29 мм	ZSTC3.50x3414SF	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414SF	4.50 / 34 мм
ZSTC2.75x3414SF	2.75 / 34 мм	ZSTC3.50x3614SF	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614SF	4.50 / 36 мм
ZSTC2.75x3614SF	2.75 / 36 мм	ZSTC3.50x3814SF	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814SF	4.50 / 38 мм
		ZSTC3.50x4014SF	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014SF	4.50 / 40 мм

Пример номера по каталогу: ZSTC3.00x1214SF.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЕ PAXEL® С ПАКЛИТАКСЕЛЕМ

с системой доставки Rapid Exchange (RX)



PAXEL® является кобальто-хромовым коронарным стентом с низким профилем входа (.034"), выделяющим паклитаксель из биodeградируемого полимера.

Уникальная технология покрытия стента позволяет получить суперэластичный слой биodeградируемого полимера, носителя вещества, обладающего антипролиферативным действием. Слои полимера высвобождают паклитаксель в регулируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

- предназначен для узких и извитых сосудов
- уникальная конструкция стента, обеспечивающая высокую степень гибкости
- легкость продвижения по сосудам

Технические данные

Материал стента	Кобальто-хромовый сплав L605
Полимер	Биodeградируемый
Антипролиферативное средство	Паклитаксель
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 4.50 мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенки	0.07 мм
Рентгеноконтрастность	Отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасная
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.034"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (.064")


*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814CL	2.00 / 8 мм	ZSTC3.00x0814CL	3.00 / 8 мм	ZSTC3.75x0814CL	3.75 / 8 мм
ZSTC2.00x1014CL	2.00 / 10 мм	ZSTC3.00x1014CL	3.00 / 10 мм	ZSTC3.75x1014CL	3.75 / 10 мм
ZSTC2.00x1214CL	2.00 / 12 мм	ZSTC3.00x1214CL	3.00 / 12 мм	ZSTC3.75x1214CL	3.75 / 12 мм
ZSTC2.00x1514CL	2.00 / 15 мм	ZSTC3.00x1514CL	3.00 / 15 мм	ZSTC3.75x1514CL	3.75 / 15 мм
ZSTC2.00x1814CL	2.00 / 18 мм	ZSTC3.00x1814CL	3.00 / 18 мм	ZSTC3.75x1814CL	3.75 / 18 мм
ZSTC2.00x2214CL	2.00 / 22 мм	ZSTC3.00x2214CL	3.00 / 22 мм	ZSTC3.75x2214CL	3.75 / 22 мм
ZSTC2.00x2514CL	2.00 / 25 мм	ZSTC3.00x2514CL	3.00 / 25 мм	ZSTC3.75x2514CL	3.75 / 25 мм
		ZSTC3.00x2914CL	3.00 / 29 мм	ZSTC3.75x2914CL	3.75 / 29 мм
ZSTC2.25x0814CL	2.25 / 8 мм	ZSTC3.00x3414CL	3.00 / 34 мм	ZSTC3.75x3414CL	3.75 / 34 мм
ZSTC2.25x1014CL	2.25 / 10 мм	ZSTC3.00x3614CL	3.00 / 36 мм	ZSTC3.75x3614CL	3.75 / 36 мм
ZSTC2.25x1214CL	2.25 / 12 мм	ZSTC3.00x3814CL	3.00 / 38 мм	ZSTC3.75x3814CL	3.75 / 38 мм
ZSTC2.25x1514CL	2.25 / 15 мм	ZSTC3.00x4014CL	3.00 / 40 мм	ZSTC3.75x4014CL	3.75 / 40 мм
ZSTC2.25x1814CL	2.25 / 18 мм				
ZSTC2.25x2214CL	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x0814CL	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814CL	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x2514CL	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x1014CL	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014CL	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x2914CL	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x1214CL	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214CL	4.00 / 12 мм
		ZSTC3.25x1514CL	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514CL	4.00 / 15 мм
ZSTC2.50x0814CL	2.50 / 8 мм	ZSTC3.25x1814CL	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814CL	4.00 / 18 мм
ZSTC2.50x1014CL	2.50 / 10 мм	ZSTC3.25x2214CL	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214CL	4.00 / 22 мм
ZSTC2.50x1214CL	2.50 / 12 мм	ZSTC3.25x2514CL	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514CL	4.00 / 25 мм
ZSTC2.50x1514CL	2.50 / 15 мм	ZSTC3.25x2914CL	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914CL	4.00 / 29 мм
ZSTC2.50x1814CL	2.50 / 18 мм	ZSTC3.25x3414CL	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414CL	4.00 / 34 мм
ZSTC2.50x2214CL	2.50 / 22 мм	ZSTC3.25x3614CL	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614CL	4.00 / 36 мм
ZSTC2.50x2514CL	2.50 / 25 мм	ZSTC3.25x3814CL	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814CL	4.00 / 38 мм
ZSTC2.50x2914CL	2.50 / 29 мм	ZSTC3.25x4014CL	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014CL	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x3414CL	2.50 / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814CL	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814CL	4.50 / 8 мм
ZSTC2.75x0814CL	2.75 / 8 мм	ZSTC3.50x1014CL	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014CL	4.50 / 10 мм
ZSTC2.75x1014CL	2.75 / 10 мм	ZSTC3.50x1214CL	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214CL	4.50 / 12 мм
ZSTC2.75x1214CL	2.75 / 12 мм	ZSTC3.50x1514CL	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514CL	4.50 / 15 мм
ZSTC2.75x1514CL	2.75 / 15 мм	ZSTC3.50x1814CL	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814CL	4.50 / 18 мм
ZSTC2.75x1814CL	2.75 / 18 мм	ZSTC3.50x2214CL	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214CL	4.50 / 22 мм
ZSTC2.75x2214CL	2.75 / 22 мм	ZSTC3.50x2514CL	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514CL	4.50 / 25 мм
ZSTC2.75x2514CL	2.75 / 25 мм	ZSTC3.50x2914CL	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914CL	4.50 / 29 мм
ZSTC2.75x2914CL	2.75 / 29 мм	ZSTC3.50x3414CL	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414CL	4.50 / 34 мм
ZSTC2.75x3414CL	2.75 / 34 мм	ZSTC3.50x3614CL	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614CL	4.50 / 36 мм
ZSTC2.75x3614CL	2.75 / 36 мм	ZSTC3.50x3814CL	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814CL	4.50 / 38 мм
		ZSTC3.50x4014CL	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014CL	4.50 / 40 мм

Пример номера по каталогу: ZSTC3.00x1214CL.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЕ С СИРОЛИМУСОМ с системой доставки Rapid Exchange (RX)

ALEX®



ALEX® является кобальто-хромовым коронарным стентом с сиролимуcom с биodeградируемым полимером с системой доставки RX.

Это самый низкий DES профиль на рынке - .034".

Слои полимера высвобождают сиролимуcom в регулируемом по времени процессе биodeградации (продолжающемся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

- самое высокое качество и клинически доказанное высвобождение лекарственного средства
- новая улучшенная система доставки
- новаторское покрытие для точной и управляемой доставки лекарственного средства
- идеальный для узких и извитых сосудов с труднодоступными поражениями

Технические данные

Материал стента	Кобальто-хромовый сплав L605
Полимер	Биodeградируемый
Антипролиферативное средство	Сиролимуcom
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 4.50 мм
Номинальные длины стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенки	0.07 мм
Рентгеноконтрастность	отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.034"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (.064")


*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814CFS	2.00 / 8 мм	ZSTC3.00x0814CFS	3.00 / 8 мм	ZSTC3.75x0814CFS	3.75 / 8 мм
ZSTC2.00x1014CFS	2.00 / 10 мм	ZSTC3.00x1014CFS	3.00 / 10 мм	ZSTC3.75x1014CFS	3.75 / 10 мм
ZSTC2.00x1214CFS	2.00 / 12 мм	ZSTC3.00x1214CFS	3.00 / 12 мм	ZSTC3.75x1214CFS	3.75 / 12 мм
ZSTC2.00x1514CFS	2.00 / 15 мм	ZSTC3.00x1514CFS	3.00 / 15 мм	ZSTC3.75x1514CFS	3.75 / 15 мм
ZSTC2.00x1814CFS	2.00 / 18 мм	ZSTC3.00x1814CFS	3.00 / 18 мм	ZSTC3.75x1814CFS	3.75 / 18 мм
ZSTC2.00x2214CFS	2.00 / 22 мм	ZSTC3.00x2214CFS	3.00 / 22 мм	ZSTC3.75x2214CFS	3.75 / 22 мм
ZSTC2.00x2514CFS	2.00 / 25 мм	ZSTC3.00x2514CFS	3.00 / 25 мм	ZSTC3.75x2514CFS	3.75 / 25 мм
		ZSTC3.00x2914CFS	3.00 / 29 мм	ZSTC3.75x2914CFS	3.75 / 29 мм
ZSTC2.25x0814CFS	2.25 / 8 мм	ZSTC3.00x3414CFS	3.00 / 34 мм	ZSTC3.75x3414CFS	3.75 / 34 мм
ZSTC2.25x1014CFS	2.25 / 10 мм	ZSTC3.00x3614CFS	3.00 / 36 мм	ZSTC3.75x3614CFS	3.75 / 36 мм
ZSTC2.25x1214CFS	2.25 / 12 мм	ZSTC3.00x3814CFS	3.00 / 38 мм	ZSTC3.75x3814CFS	3.75 / 38 мм
ZSTC2.25x1514CFS	2.25 / 15 мм	ZSTC3.00x4014CFS	3.00 / 40 мм	ZSTC3.75x4014CFS	3.75 / 40 мм
ZSTC2.25x1814CFS	2.25 / 18 мм				
ZSTC2.25x2214CFS	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x0814CFS	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814CFS	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x2514CFS	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x1014CFS	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014CFS	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x2914CFS	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x1214CFS	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214CFS	4.00 / 12 мм
		ZSTC3.25x1514CFS	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514CFS	4.00 / 15 мм
ZSTC2.50x0814CFS	2.50 / 8 мм	ZSTC3.25x1814CFS	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814CFS	4.00 / 18 мм
ZSTC2.50x1014CFS	2.50 / 10 мм	ZSTC3.25x2214CFS	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214CFS	4.00 / 22 мм
ZSTC2.50x1214CFS	2.50 / 12 мм	ZSTC3.25x2514CFS	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514CFS	4.00 / 25 мм
ZSTC2.50x1514CFS	2.50 / 15 мм	ZSTC3.25x2914CFS	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914CFS	4.00 / 29 мм
ZSTC2.50x1814CFS	2.50 / 18 мм	ZSTC3.25x3414CFS	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414CFS	4.00 / 34 мм
ZSTC2.50x2214CFS	2.50 / 22 мм	ZSTC3.25x3614CFS	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614CFS	4.00 / 36 мм
ZSTC2.50x2514CFS	2.50 / 25 мм	ZSTC3.25x3814CFS	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814CFS	4.00 / 38 мм
ZSTC2.50x2914CFS	2.50 / 29 мм	ZSTC3.25x4014CFS	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014CFS	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x3414CFS	2.50 / 34 мм				
		ZSTC3.50x0814CFS	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814CFS	4.50 / 8 мм
ZSTC2.75x0814CFS	2.75 / 8 мм	ZSTC3.50x1014CFS	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014CFS	4.50 / 10 мм
ZSTC2.75x1014CFS	2.75 / 10 мм	ZSTC3.50x1214CFS	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214CFS	4.50 / 12 мм
ZSTC2.75x1214CFS	2.75 / 12 мм	ZSTC3.50x1514CFS	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514CFS	4.50 / 15 мм
ZSTC2.75x1514CFS	2.75 / 15 мм	ZSTC3.50x1814CFS	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814CFS	4.50 / 18 мм
ZSTC2.75x1814CFS	2.75 / 18 мм	ZSTC3.50x2214CFS	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214CFS	4.50 / 22 мм
ZSTC2.75x2214CFS	2.75 / 22 мм	ZSTC3.50x2514CFS	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514CFS	4.50 / 25 мм
ZSTC2.75x2514CFS	2.75 / 25 мм	ZSTC3.50x2914CFS	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914CFS	4.50 / 29 мм
ZSTC2.75x2914CFS	2.75 / 29 мм	ZSTC3.50x3414CFS	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414CFS	4.50 / 34 мм
ZSTC2.75x3414CFS	2.75 / 34 мм	ZSTC3.50x3614CFS	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614CFS	4.50 / 36 мм
ZSTC2.75x3614CFS	2.75 / 36 мм	ZSTC3.50x3814CFS	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814CFS	4.50 / 38 мм
		ZSTC3.50x4014CFS	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014CFS	4.50 / 40 мм

Пример номера по каталогу: ZSTC4.50x4014CFS.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЕ С СИРОЛИМУСОМ с системой доставки Rapid Exchange (RX)

ALEX[®] PLUS



ALEX[®] PLUS является кобальто-хромовым коронарным стентом с сиролимусом с биodeградируемым полимером с системой доставки RX.

Это самый низкий DES профиль на рынке - .034".

Слои полимера высвобождают сиролимус в регулируемом по времени процессе биodeградации (продолжающимся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

- Рекомендуется для всех типов сосудистых поражений
- Самое высокое качество и клинически доказанное высвобождение лекарственного средства
- Новая улучшенная система доставки
- Новаторское покрытие для точной и управляемой доставки лекарственного средства

Технические данные


Материал стента	Кобальто-хромовый сплав L605
Полимер	Биodeградируемый
Антипролиферативное средство	Сиролимус
Номинальный диаметр стента	2.00 мм – 5.00 мм
Номинальная длина стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенки	0.07 мм
Рентгеноконтрастность	Отличная
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.034"***
Диаметр проксимальной части	1.8F/0.60 мм
Диаметр дистальной части	2.5F/0.84 мм
Номинальное давление	8 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (.064")

*** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.00x0814CFSP	2.00 / 8 мм	ZSTC3.25x0814CFSP	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814CFSP	4.00 / 8 мм
ZSTC2.00x1014CFSP	2.00 / 10 мм	ZSTC3.25x1014CFSP	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014CFSP	4.00 / 10 мм
ZSTC2.00x1214CFSP	2.00 / 12 мм	ZSTC3.25x1214CFSP	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214CFSP	4.00 / 12 мм
ZSTC2.00x1514CFSP	2.00 / 15 мм	ZSTC3.25x1514CFSP	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514CFSP	4.00 / 15 мм
ZSTC2.00x1814CFSP	2.00 / 18 мм	ZSTC3.25x1814CFSP	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814CFSP	4.00 / 18 мм
ZSTC2.00x2214CFSP	2.00 / 22 мм	ZSTC3.25x2214CFSP	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214CFSP	4.00 / 22 мм
ZSTC2.00x2514CFSP	2.00 / 25 мм	ZSTC3.25x2514CFSP	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514CFSP	4.00 / 25 мм
		ZSTC3.25x2914CFSP	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914CFSP	4.00 / 29 мм
ZSTC2.25x0814CFSP	2.25 / 8 мм	ZSTC3.25x3414CFSP	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414CFSP	4.00 / 34 мм
ZSTC2.25x1014CFSP	2.25 / 10 мм	ZSTC3.25x3614CFSP	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614CFSP	4.00 / 36 мм
ZSTC2.25x1214CFSP	2.25 / 12 мм	ZSTC3.25x3814CFSP	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814CFSP	4.00 / 38 мм
ZSTC2.25x1514CFSP	2.25 / 15 мм	ZSTC3.25x4014CFSP	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014CFSP	4.00 / 40 мм
ZSTC2.25x1814CFSP	2.25 / 18 мм				
ZSTC2.25x2214CFSP	2.25 / 22 мм	ZSTC3.50x0814CFSP	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814CFSP	4.50 / 8 мм
ZSTC2.25x2514CFSP	2.25 / 25 мм	ZSTC3.50x1014CFSP	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014CFSP	4.50 / 10 мм
ZSTC2.25x2914CFSP	2.25 / 29 мм	ZSTC3.50x1214CFSP	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214CFSP	4.50 / 12 мм
		ZSTC3.50x1514CFSP	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514CFSP	4.50 / 15 мм
ZSTC2.50x0814CFSP	2.50 / 8 мм	ZSTC3.50x1814CFSP	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814CFSP	4.50 / 18 мм
ZSTC2.50x1014CFSP	2.50 / 10 мм	ZSTC3.50x2214CFSP	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214CFSP	4.50 / 22 мм
ZSTC2.50x1214CFSP	2.50 / 12 мм	ZSTC3.50x2514CFSP	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514CFSP	4.50 / 25 мм
ZSTC2.50x1514CFSP	2.50 / 15 мм	ZSTC3.50x2914CFSP	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914CFSP	4.50 / 29 мм
ZSTC2.50x1814CFSP	2.50 / 18 мм	ZSTC3.50x3414CFSP	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414CFSP	4.50 / 34 мм
ZSTC2.50x2214CFSP	2.50 / 22 мм	ZSTC3.50x3614CFSP	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614CFSP	4.50 / 36 мм
ZSTC2.50x2514CFSP	2.50 / 25 мм	ZSTC3.50x3814CFSP	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814CFSP	4.50 / 38 мм
ZSTC2.50x2914CFSP	2.50 / 29 мм	ZSTC3.50x4014CFSP	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014CFSP	4.50 / 40 мм
ZSTC2.50x3414CFSP	2.50 / 34 мм				
		ZSTC3.75x0814CFSP	3.75 / 8 мм	ZSTC5.00x0814CFSP	5.00 / 8 мм
ZSTC2.75x0814CFSP	2.75 / 8 мм	ZSTC3.75x1014CFSP	3.75 / 10 мм	ZSTC5.00x1014CFSP	5.00 / 10 мм
ZSTC2.75x1014CFSP	2.75 / 10 мм	ZSTC3.75x1214CFSP	3.75 / 12 мм	ZSTC5.00x1214CFSP	5.00 / 12 мм
ZSTC2.75x1214CFSP	2.75 / 12 мм	ZSTC3.75x1514CFSP	3.75 / 15 мм	ZSTC5.00x1514CFSP	5.00 / 15 мм
ZSTC2.75x1514CFSP	2.75 / 15 мм	ZSTC3.75x1814CFSP	3.75 / 18 мм	ZSTC5.00x1814CFSP	5.00 / 18 мм
ZSTC2.75x1814CFSP	2.75 / 18 мм	ZSTC3.75x2214CFSP	3.75 / 22 мм	ZSTC5.00x2214CFSP	5.00 / 22 мм
ZSTC2.75x2214CFSP	2.75 / 22 мм	ZSTC3.75x2514CFSP	3.75 / 25 мм	ZSTC5.00x2514CFSP	5.00 / 25 мм
ZSTC2.75x2514CFSP	2.75 / 25 мм	ZSTC3.75x2914CFSP	3.75 / 29 мм	ZSTC5.00x2914CFSP	5.00 / 29 мм
ZSTC2.75x2914CFSP	2.75 / 29 мм	ZSTC3.75x3414CFSP	3.75 / 34 мм	ZSTC5.00x3414CFSP	5.00 / 34 мм
ZSTC2.75x3414CFSP	2.75 / 34 мм	ZSTC3.75x3614CFSP	3.75 / 36 мм	ZSTC5.00x3614CFSP	5.00 / 36 мм
ZSTC2.75x3614CFSP	2.75 / 36 мм	ZSTC3.75x3814CFSP	3.75 / 38 мм	ZSTC5.00x3814CFSP	5.00 / 38 мм
		ZSTC3.75x4014CFSP	3.75 / 40 мм	ZSTC5.00x4014CFSP	5.00 / 40 мм
ZSTC3.00x0814CFSP	3.00 / 8 мм				
ZSTC3.00x1014CFSP	3.00 / 10 мм				
ZSTC3.00x1214CFSP	3.00 / 12 мм				
ZSTC3.00x1514CFSP	3.00 / 15 мм				
ZSTC3.00x1814CFSP	3.00 / 18 мм				
ZSTC3.00x2214CFSP	3.00 / 22 мм				
ZSTC3.00x2514CFSP	3.00 / 25 мм				
ZSTC3.00x2914CFSP	3.00 / 29 мм				
ZSTC3.00x3414CFSP	3.00 / 34 мм				
ZSTC3.00x3614CFSP	3.00 / 36 мм				
ZSTC3.00x3814CFSP	3.00 / 38 мм				
ZSTC3.00x4014CFSP	3.00 / 40 мм				

Пример номера по каталогу: ZSTC4.50x4014CFSP.

КАТЕТЕРЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ *Bottle®*

Катетер для ангиопластики Bottle предназначен для оптимизации бифуркации после стандартной имплантации стента и процедуры ангиопластики в коронарных бифуркационных сосудах.

Катетер Bottle для ангиопластики:

- один баллон с двумя диаметрами, соответствующими анатомическим размерам коронарных бифуркационных сосудов.
- точность размещения обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам.

Технические данные

Материал баллона	Нейлон
Номинальное давление	10 атм.
Покрытие катетера	Гидрофильное
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время раздувания и сдувания баллона	Очень короткое
Диаметр проксимальной части	2F (0.65 мм)
Диаметр дистальной части	2,7F (0.90 мм)
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (0.56")
Длина катетера	140 см
Тип системы доставки	Rapid Exchange


Номинальный диаметр баллона

Кат. №	Дистальный	Проксимальный	Номинальная длина баллона
CBB2.50x2.75x10140	2.50 мм	2.75 мм	10 мм
CBB2.50x3.25x10140	2.50 мм	3.25 мм	
CBB2.75x3.00x10140	2.75 мм	3.00 мм	
CBB2.75x3.50x10140	2.75 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.50x10140	3.00 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.75x10140	3.00 мм	3.75 мм	
CBB3.50x4.25x10140	3.50 мм	4.25 мм	
CBB3.75x4.50x10140	3.75 мм	4.50 мм	
CBB2.50x2.75x15140	2.50 мм	2.75 мм	15 мм
CBB2.50x3.25x15140	2.50 мм	3.25 мм	
CBB2.75x3.00x15140	2.75 мм	3.00 мм	
CBB2.75x3.50x15140	2.75 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.50x15140	3.00 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.75x15140	3.00 мм	3.75 мм	
CBB3.50x4.25x15140	3.50 мм	4.25 мм	
CBB3.75x4.50x15140	3.75 мм	4.50 мм	
CBB2.50x2.75x18140	2.50 мм	2.75 мм	18 мм
CBB2.50x3.25x18140	2.50 мм	3.25 мм	
CBB2.75x3.00x18140	2.75 мм	3.00 мм	
CBB2.75x3.50x18140	2.75 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.50x18140	3.00 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.75x18140	3.00 мм	3.75 мм	
CBB3.50x4.25x18140	3.50 мм	4.25 мм	
CBB3.75x4.50x18140	3.75 мм	4.50 мм	
CBB2.50x2.75x23140	2.50 мм	2.75 мм	23 мм
CBB2.50x3.25x23140	2.50 мм	3.25 мм	
CBB2.75x3.00x23140	2.75 мм	3.00 мм	
CBB2.75x3.50x23140	2.75 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.50x23140	3.00 мм	3.50 мм	
CBB3.00x3.75x23140	3.00 мм	3.75 мм	
CBB3.50x4.25x23140	3.50 мм	4.25 мм	
CBB3.75x4.50x23140	3.75 мм	4.50 мм	

Пример номера по каталогу: CBB2.50x2.75x10140.

КАТЕТЕРЫ КОРОНАРНЫЕ для ангиопластики Fryderyk

- Точное исполнение, простота использования, полная эффективность действия
- Устойчивость к высокому давлению
- Быстрое наполнение и опорожнение баллона



Технические данные

Номинальное давление	10 атм.
Длина катетера	140 см
Совместимость с проводником	.014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*

* для диаметра баллона 4.5 мм и 5.00 мм просим использовать проводниковый катетер 6F (.064")

Кат. №	Диаметр / длина баллона	Кат. №	Диаметр / длина баллона	Кат. №	Диаметр / длина баллона
CBA1.5x10140	1.5 / 10 мм	CBA2.75x10140	2.75 / 10 мм	CBA3.75x10140	3.75 / 10 мм
CBA1.5x15140	1.5 / 15 мм	CBA2.75x15140	2.75 / 15 мм	CBA3.75x15140	3.75 / 15 мм
CBA1.5x20140	1.5 / 20 мм	CBA2.75x20140	2.75 / 20 мм	CBA3.75x20140	3.75 / 20 мм
CBA1.5x25140	1.5 / 25 мм	CBA2.75x25140	2.75 / 25 мм	CBA3.75x25140	3.75 / 25 мм
CBA1.5x30140	1.5 / 30 мм	CBA2.75x30140	2.75 / 30 мм	CBA3.75x30140	3.75 / 30 мм
CBA1.5x35140	1.5 / 35 мм	CBA2.75x35140	2.75 / 35 мм	CBA3.75x35140	3.75 / 35 мм
CBA1.5x40140	1.5 / 40 мм	CBA2.75x40140	2.75 / 40 мм	CBA3.75x40140	3.75 / 40 мм
CBA1.75x10140	1.75 / 10 мм	CBA3.0x10140	3.0 / 10 мм	CBA4.0x10140	4.0 / 10 мм
CBA1.75x15140	1.75 / 15 мм	CBA3.0x15140	3.0 / 15 мм	CBA4.0x15140	4.0 / 15 мм
CBA1.75x20140	1.75 / 20 мм	CBA3.0x20140	3.0 / 20 мм	CBA4.0x20140	4.0 / 20 мм
CBA1.75x25140	1.75 / 25 мм	CBA3.0x25140	3.0 / 25 мм	CBA4.0x25140	4.0 / 25 мм
CBA1.75x30140	1.75 / 30 мм	CBA3.0x30140	3.0 / 30 мм	CBA4.0x30140	4.0 / 30 мм
CBA1.75x35140	1.75 / 35 мм	CBA3.0x35140	3.0 / 35 мм	CBA4.0x35140	4.0 / 35 мм
CBA1.75x40140	1.75 / 40 мм	CBA3.0x40140	3.0 / 40 мм	CBA4.0x40140	4.0 / 40 мм
CBA2.0x10140	2.0 / 10 мм	CBA3.25x10140	3.25 / 10 мм	CBA4.5x10140	4.5 / 10 мм
CBA2.0x15140	2.0 / 15 мм	CBA3.25x15140	3.25 / 15 мм	CBA4.5x15140	4.5 / 15 мм
CBA2.0x20140	2.0 / 20 мм	CBA3.25x20140	3.25 / 20 мм	CBA4.5x20140	4.5 / 20 мм
CBA2.0x25140	2.0 / 25 мм	CBA3.25x25140	3.25 / 25 мм	CBA4.5x25140	4.5 / 25 мм
CBA2.0x30140	2.0 / 30 мм	CBA3.25x30140	3.25 / 30 мм	CBA4.5x30140	4.5 / 30 мм
CBA2.0x35140	2.0 / 35 мм	CBA3.25x35140	3.25 / 35 мм	CBA4.5x35140	4.5 / 35 мм
CBA2.0x40140	2.0 / 40 мм	CBA3.25x40140	3.25 / 40 мм	CBA4.5x40140	4.5 / 40 мм
CBA2.25x10140	2.25 / 10 мм	CBA3.5x10140	3.5 / 10 мм	CBA5.0x10140	5.0 / 10 мм
CBA2.25x15140	2.25 / 15 мм	CBA3.5x15140	3.5 / 15 мм	CBA5.0x15140	5.0 / 15 мм
CBA2.25x20140	2.25 / 20 мм	CBA3.5x20140	3.5 / 20 мм	CBA5.0x20140	5.0 / 20 мм
CBA2.25x25140	2.25 / 25 мм	CBA3.5x25140	3.5 / 25 мм	CBA5.0x25140	5.0 / 25 мм
CBA2.25x30140	2.25 / 30 мм	CBA3.5x30140	3.5 / 30 мм	CBA5.0x30140	5.0 / 30 мм
CBA2.25x35140	2.25 / 35 мм	CBA3.5x35140	3.5 / 35 мм	CBA5.0x35140	5.0 / 35 мм
CBA2.25x40140	2.25 / 40 мм	CBA3.5x40140	3.5 / 40 мм	CBA5.0x40140	5.0 / 40 мм
CBA2.5x10140	2.5 / 10 мм				
CBA2.5x15140	2.5 / 15 мм				
CBA2.5x20140	2.5 / 20 мм				
CBA2.5x25140	2.5 / 25 мм				
CBA2.5x30140	2.5 / 30 мм				
CBA2.5x35140	2.5 / 35 мм				
CBA2.5x40140	2.5 / 40 мм				

Пример номера по каталогу: CBA1.5x20140.

КАТЕТЕРЫ КОРОНАРНЫЕ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ **RIVER®**

- Низкопрофильный баллонный катетер предназначен для узких извитых сосудов
- Высокая гибкость
- Отличная способность проходить по извилистым сосудам и маневренность

Технические данные

Материал баллона	Нейлон
Покрытие катетера	Гидрофильное
Профиль входа кончика	.017" (0.43 мм)
Профиль прохода	.025" (0.64 мм)
Проксимальный диаметр трубки	1,8F (0.60 мм)
Дистальный диаметр трубки	2,5F (0.84 мм)
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время надувания и сдувания баллона	Очень короткое
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5 F/.056"
Номинальное давление	8 атм.
Длина катетера	140 см
Система доставки	Rapid Exchange

Кат. №	Диаметр / длина баллона	Кат. №	Диаметр / длина баллона	Кат. №	Диаметр / длина баллона
CBR1.25x10140	1.25 / 10 мм	CBR2.25x10140	2.25 / 10 мм	CBR3.25x10140	3.25 / 10 мм
CBR1.25x15140	1.25 / 15 мм	CBR2.25x15140	2.25 / 15 мм	CBR3.25x15140	3.25 / 15 мм
CBR1.25x20140	1.25 / 20 мм	CBR2.25x20140	2.25 / 20 мм	CBR3.25x20140	3.25 / 20 мм
CBR1.25x25140	1.25 / 25 мм	CBR2.25x25140	2.25 / 25 мм	CBR3.25x25140	3.25 / 25 мм
CBR1.25x30140	1.25 / 30 мм	CBR2.25x30140	2.25 / 30 мм	CBR3.25x30140	3.25 / 30 мм
CBR1.25x35140	1.25 / 35 мм	CBR2.25x35140	2.25 / 35 мм	CBR3.25x35140	3.25 / 35 мм
CBR1.25x40140	1.25 / 40 мм	CBR2.25x40140	2.25 / 40 мм	CBR3.25x40140	3.25 / 40 мм
CBR1.50x10140	1.50 / 10 мм	CBR2.50x10140	2.50 / 10 мм	CBR3.50x10140	3.50 / 10 мм
CBR1.50x15140	1.50 / 15 мм	CBR2.50x15140	2.50 / 15 мм	CBR3.50x15140	3.50 / 15 мм
CBR1.50x20140	1.50 / 20 мм	CBR2.50x20140	2.50 / 20 мм	CBR3.50x20140	3.50 / 20 мм
CBR1.50x25140	1.50 / 25 мм	CBR2.50x25140	2.50 / 25 мм	CBR3.50x25140	3.50 / 25 мм
CBR1.50x30140	1.50 / 30 мм	CBR2.50x30140	2.50 / 30 мм	CBR3.50x30140	3.50 / 30 мм
CBR1.50x35140	1.50 / 35 мм	CBR2.50x35140	2.50 / 35 мм	CBR3.50x35140	3.50 / 35 мм
CBR1.50x40140	1.50 / 40 мм	CBR2.50x40140	2.50 / 40 мм	CBR3.50x40140	3.50 / 40 мм
CBR1.75x10140	1.75 / 10 мм	CBR2.75x10140	2.75 / 10 мм	CBR3.75x10140	3.75 / 10 мм
CBR1.75x15140	1.75 / 15 мм	CBR2.75x15140	2.75 / 15 мм	CBR3.75x15140	3.75 / 15 мм
CBR1.75x20140	1.75 / 20 мм	CBR2.75x20140	2.75 / 20 мм	CBR3.75x20140	3.75 / 20 мм
CBR1.75x25140	1.75 / 25 мм	CBR2.75x25140	2.75 / 25 мм	CBR3.75x25140	3.75 / 25 мм
CBR1.75x30140	1.75 / 30 мм	CBR2.75x30140	2.75 / 30 мм	CBR3.75x30140	3.75 / 30 мм
CBR1.75x35140	1.75 / 35 мм	CBR2.75x35140	2.75 / 35 мм	CBR3.75x35140	3.75 / 35 мм
CBR1.75x40140	1.75 / 40 мм	CBR2.75x40140	2.75 / 40 мм	CBR3.75x40140	3.75 / 40 мм
CBR2.00x10140	2.00 / 10 мм	CBR3.00x10140	3.00 / 10 мм	CBR4.00x10140	4.00 / 10 мм
CBR2.00x15140	2.00 / 15 мм	CBR3.00x15140	3.00 / 15 мм	CBR4.00x15140	4.00 / 15 мм
CBR2.00x20140	2.00 / 20 мм	CBR3.00x20140	3.00 / 20 мм	CBR4.00x20140	4.00 / 20 мм
CBR2.00x25140	2.00 / 25 мм	CBR3.00x25140	3.00 / 25 мм	CBR4.00x25140	4.00 / 25 мм
CBR2.00x30140	2.00 / 30 мм	CBR3.00x30140	3.00 / 30 мм	CBR4.00x30140	4.00 / 30 мм
CBR2.00x35140	2.00 / 35 мм	CBR3.00x35140	3.00 / 35 мм	CBR4.00x35140	4.00 / 35 мм
CBR2.00x40140	2.00 / 40 мм	CBR3.00x40140	3.00 / 40 мм	CBR4.00x40140	4.00 / 40 мм

Пример номера по каталогу: CBR1.50x20140.

КАТЕТЕРЫ КОРОНАРНЫЕ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ (при хронической окклюзии коронарной артерии)

RIVER[®] CTO

Самый маленький в мире баллон РТСА для процедуры CTO - 0,75 мм.

- Высокая гибкость
- Отличная способность к проталкиванию и возможность визуализации
- Уникальный конусообразный кончик
- Два маркера, позволяющих точно позиционировать баллон внутри сосуда



Технические данные

Материал баллона	Нейлон
Покрытие катетера	Гидрофильное
Профиль входа кончика	0.016"
Диаметр баллона	0.75-1.25 мм
Длина баллона	10-40 мм
Профиль прохода	.023" (0.60 мм)
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время надувания и сдувания баллона	Очень короткое
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5 F/.056"
Номинальное давление	8 атм.
Длина катетера	140 см
Система доставки	Rapid Exchange

Микробаллоны

Кат. №	Диаметр стента	Длина стента
CBR0.75x10140CT02	0.75 мм	10 мм
CBR0.75x15140CT02	0.75 мм	15 мм
CBR0.75x20140CT02	0.75 мм	20 мм
CBR0.75x25140CT02	0.75 мм	25 мм
CBR0.75x30140CT02	0.75 мм	30 мм
CBR0.80x10140CT02	0.80 мм	10 мм
CBR0.80x15140CT02	0.80 мм	15 мм
CBR0.80x20140CT02	0.80 мм	20 мм
CBR0.80x25140CT02	0.80 мм	25 мм
CBR0.80x30140CT02	0.80 мм	30 мм
CBR0.90x10140CT02	0.90 мм	10 мм
CBR0.90x15140CT02	0.90 мм	15 мм
CBR0.90x20140CT02	0.90 мм	20 мм
CBR0.90x25140CT02	0.90 мм	25 мм
CBR0.90x30140CT02	0.90 мм	30 мм

Стандартные баллоны


Кат. №	Диаметр стента	Длина стента
CBR1.00x10140CT02	1.00 мм	10 мм
CBR1.00x15140CT02	1.00 мм	15 мм
CBR1.00x20140CT02	1.00 мм	20 мм
CBR1.00x25140CT02	1.00 мм	25 мм
CBR1.00x30140CT02	1.00 мм	30 мм
CBR1.25x10140CT02	1.25 мм	10 мм
CBR1.25x15140CT02	1.25 мм	15 мм
CBR1.25x20140CT02	1.25 мм	20 мм
CBR1.25x25140CT02	1.25 мм	25 мм
CBR1.25x30140CT02	1.25 мм	30 мм
CBR1.25x35140CT02	1.25 мм	35 мм
CBR1.25x40140CT02	1.25 мм	40 мм

Пример номера по каталогу: CBR0.75X30140CT02.

ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ КАТЕТЕРЫ С ОДНИМ МАРКЕРОМ

При направлении заказа просим заменить в номере по каталогу СТ02 на СТ01. Пример номера по каталогу: CBR0.75x30140CT01

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ *Valver*®



Баллонные катетеры для вальвулопластики используются для хирургического устранения стеноза аортального клапана.

Рентгеноконтрастные маркеры позволяют точно позиционировать баллон во время операции.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

Кат. №	Номинальный диаметр баллона	Длина баллона	Номинальное давление	Номинальное давление разрыва	Объем баллона	Применять с интродьюсером	Применять с проводником
VALP5X2070	5 мм	20 мм	2.0 атм	5 атм	1.1 мл	4F	.018"
VALP6X2070	6 мм	20 мм	2.0 атм	5 атм	1.2 мл	4F	.018"
VALP7X2070	7 мм	20 мм	2.0 атм	5 атм	1.6 мл	4F	.018"
VALP8X2070	8 мм	20 мм	2.0 атм	5 атм	1.9 мл	4F	.018"
VALP8X2570	8 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	2.0 мл	4F	.018"
VALP8X3070	8 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	2.5 мл	4F	.018"
VALP9X2070	9 мм	20 мм	2.5 атм	5 атм	2.5 мл	5F	.022"
VALP9X2570	9 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	2.8 мл	5F	.022"
VALP9X3070	9 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	3.4 мл	5F	.022"
VALP10X2070	10 мм	20 мм	2.5 атм	5 атм	2.7 мл	5F	.022"
VALP10X3070	10 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	3.6 мл	5F	.022"
VALP10X4070	10 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	4.4 мл	5F	.022"
VALP11X2070	11 мм	20 мм	2.5 атм	5 атм	3.3 мл	5F	.022"
VALP11X3070	11 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	4.2 мл	5F	.022"
VALP12X2070	12 мм	20 мм	2.5 атм	5 атм	3.5 мл	5F	.022"
VALP12X3070	12 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	5.3 мл	5F	.022"
VALP12X4070	12 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	6.8 мл	5F	.022"
VALP13X2070	13 мм	20 мм	2.5 атм	5 атм	5.0 мл	7F	.035"
VALP13X4070	13 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	7.0 мл	7F	.035"
VALP14X2570	14 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	6.0 мл	7F	.035"
VALP14X4070	14 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	9.0 мл	7F	.035"
VALP15X2570	15 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	7.5 мл	7F	.035"
VALP15X4070	15 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	10.0 мл	7F	.035"

Пример номера по каталогу: VALP15x4070.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартная длина системы доставки составляет 70 см, однако для диаметров баллона от 9 мм до 15 мм можно заказать длину системы доставки 110 см.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ У ВЗРОСЛЫХ

Баллонные катетеры для вальвулопластики используются для хирургического устранения стеноза аортального клапана.

Рентгеноконтрастные маркеры позволяют точно позиционировать баллон во время операции.



Кат. №	Номинальный диаметр баллона	Длина баллона	Номинальное давление	Номинальное давление разрыва	Объем баллона	Применять с интродьюсером	Применять с проводником
VAL15X25110	15 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	7.5 мл	8F	.038"
VAL15X40110	15 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	10.0 мл	8F	.038"
VAL16X25110	16 мм	25 мм	2.5 атм	5 атм	9.0 мл	8F	.038"
VAL16X40110	16 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	11.0 мл	8F	.038"
VAL16X45110	16 мм	45 мм	2.5 атм	5 атм	12.0 мл	8F	.038"
VAL18X30110	18 мм	30 мм	2.5 атм	5 атм	13.0 мл	9F	.038"
VAL18X40110	18 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	15.0 мл	9F	.038"
VAL18X45110	18 мм	45 мм	2.5 атм	5 атм	15.2 мл	9F	.038"
VAL18X60110	18 мм	60 мм	2.5 атм	5 атм	20.0 мл	9F	.038"
VAL20X40110	20 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	17.5 мл	9F	.038"
VAL20X45110	20 мм	45 мм	2.5 атм	5 атм	19.0 мл	9F	.038"
VAL20X60110	20 мм	60 мм	2.5 атм	5 атм	21.0 мл	9F	.038"
VAL23X40110	23 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	22.0 мл	10F	.038"
VAL23X45110	23 мм	45 мм	2.5 атм	5 атм	23.0 мл	10F	.038"
VAL23X60110	23 мм	60 мм	2.5 атм	5 атм	29.0 мл	10F	.038"
VAL25X40110	25 мм	40 мм	2.5 атм	5 атм	27.0 мл	12F	.038"
VAL25X45110	25 мм	45 мм	2.5 атм	4 атм	28.0 мл	12F	.038"
VAL25X50110	25 мм	50 мм	2.5 атм	4 атм	29.0 мл	12F	.038"
VAL28X40110	28 мм	40 мм	2.0 атм	3 атм	35.0 мл	12F	.038"
VAL28X50110	28 мм	50 мм	2.0 атм	3 атм	40.0 мл	12F	.038"
VAL28X60110	28 мм	60 мм	2.0 атм	3 атм	44.0 мл	12F	.038"
VAL30X50110	30 мм	50 мм	2.0 атм	3 атм	53.0 мл	16F	.038"
VAL30X60110	30 мм	60 мм	2.0 атм	3 атм	65.0 мл	16F	.038"
VAL35X60110	35 мм	60 мм	2.0 атм	3 атм	90.0 мл	16F	.038"

Пример номера по каталогу: VAL35X60110.

TYPE B



Баллонные катетеры для вальвулопластики используются для хирургического устранения стеноза аортального клапана.

Рентгеноконтрастные маркеры позволяют точно позиционировать баллон во время операции.

Кат. №	Номинальный диаметр баллона			Длина баллона	Номин. давление	Номин. давление разрыва	Объем баллона	Применять с интродьюсером	Применять с проводником
	Прокс.	Сред.	Дист.						
VALB231823X40110	23 мм	18 мм	23 мм	25 мм	3.0 атм	5 атм	18.0 мл	14F	.038"
VALB252025X40110	25 мм	20 мм	25 мм	40 мм	3.0 атм	5 атм	23.0 мл	14F	.038"
VALB282328X40110	28 мм	23 мм	28 мм	25 мм	2.0 атм	3 атм	33.0 мл	16F	.038"
VALB312631X40110	31 мм	26 мм	31 мм	60 мм	2.0 атм	3 атм	40.0 мл	16F	.038"


Специальная конструкция - обеспечивает точное и легкое позиционирование в клапане сердца, обеспечивая отличную стабильность баллонного катетера для вальвулопластики. Благодаря своим особенностям он также оптимально подходит для процедуры TAVI.

Пример номера по каталогу: VALB312631x40110.

НАБОРЫ ДЛЯ ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ

Элементы набора:

Катетер IABC	Трубка высокого давления
Шприц Люер-Лок 50 мл	Люер-Лок 150 см
Трубка высокого давления с трехходовым краником	Дилататор сосудистый 6F
Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Дилататор сосудистый 7.5F/8F
Проводник «J» .025" x 150 см с тефлоновым покрытием	Краник трехходовой
Проводник «J» .035" x 50 см	Коннектор
Игла ангиографическая 18Gx7 см	Скальпель
	Удлинитель
	Коннектор ARR
	Коннектор DAT



Баллонный катетер для внутриаортальной контрпульсации (IABC) изготовлен из атромбогенных и апирогенных материалов с гидрофильным покрытием. Широкий ассортимент объема баллонов позволяет точно подобрать размер баллона, соответствующий росту пациента.

Конструкция катетера позволяет ввести его непосредственно в артерию с предварительным расширением места размещения, применяя для этого сосудистый дилататор, без интродьюсера или с артериальным интродьюсером, входящим в набор.

Плавное соединение баллона с катетером гарантирует оптимальный гемостаз в месте введения катетера без применения интродьюсера. Катетеры совместимы с IABP (внутриаортальные баллонные помпы), производимыми фирмами Datascope и Arrow.

Характеристики внутриаортального баллонного катетера:


1. Плавное соединение баллона с катетером уменьшает риск кровотечения
2. Низкопрофильный PU баллон удобнее вводить с помощью интродьюсера
3. Атравматичный мягкий тип катетера, видимый при скопии
4. Коаксиальный дизайн снижает сопротивление циркуляции гелия.
5. Специальная конструкция катетеров IABC делает их эластичными и устойчивыми к излому.

Кат. №	Объем баллона	Размеры баллона		Рост пациента	Размер shaft	Диаметр проводника	Длина введения
		Длина	Диаметр				
IABC7.5F20 *	20 мл	170 мм	13.5 мм	< 145 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC7.5F25 *	25 мл	180 мм	13.5 мм	< 145 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC7.5F30	30 мл	190 мм	14.7 мм	145 – 160 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC7.5F34 *	34 мл	220 мм	14.7 мм	155 – 165 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC7.5F40	40 мл	250 мм	15.0 мм	160 – 183 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC7.5F50	50 мл	260 мм	16.3 мм	> 183 см	7.5F	.025"	765 мм
IABC8F20 *	20 мл	170 мм	13.5 мм	< 145 см	8F	.025"	765 мм
IABC8F25 *	25 мл	180 мм	13.5 мм	< 145 см	8F	.025"	765 мм
IABC8F30	30 мл	190 мм	14.7 мм	145 – 160 см	8F	.025"	765 мм
IABC8F34 *	34 мл	220 мм	14.7 мм	155 – 165 см	8F	.025"	765 мм
IABC8F40	40 мл	250 мм	15.0 мм	160 – 183 см	8F	.025"	765 мм
IABC8F50	50 мл	260 мм	16.3 мм	> 183 см	8F	.025"	765 мм

* Только для MAQUET (Datascope)

Пример номера по каталогу: IABC8F50.

БИПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ



Биполярный электрод для временной кардиостимуляции предназначен для электрокардиостимуляции при острых заболеваниях, возникающих по причине нарушений генерирования, или проводимости сердечных импульсов. Его применяют до момента устранения причины названных нарушений (электролитные нарушения, острый инфаркт) или до момента перевода на постоянную эндокардиальную стимуляцию, то есть имплантации постоянного одно- или двухкамерного кардиостимулятора. Эндокардиальный электрод вводят пункционным способом, чаще всего через правую подключичную вену, или правую внутреннюю яремную вену, реже через бедренную вену.


Кат. №	Размер катетера	Расстояние между отведениями	Тип кончика	Цвет накладки	Применять с интродьюсером
–	–	Y	Z	–	–
ECSS5FYZ	5F	4-16мм	формируемый (обозн. F) тип S (обозн. S) загнутый (обозн. Z)	серый	5F
ECSS6FYZ	6F	4-16 мм	формируемый (обозн. F) тип S (обозн. S) загнутый (обозн. Z)	зеленый	6F
ECSS7FYZ	7F	4-16 мм	формируемый (обозн. F) тип S (обозн. S) загнутый (обозн. Z)	оранжевый	7F

Пример номера по каталогу: ECSS5F10F, размер катетера 5F, расстояние между отведениями 10 мм, тип кончика – формируемый (обозн. F).

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА со сплит-канюлей

Элементы набора:

Сплит-канюля
Игла
Проводник
Дилататор



Кат. №	Размер / длина канюли	Размер дилататора	Ангиографическая игла размер / длина	Проводник размер / длина / тип
ZWERK6F	6F / 130 мм	6F	18G / 7 см	.035" / 48 см / "J"
ZWERK6F30	6F / 300 мм	6F	18G / 7 см	.035" / 60 см / "J"
ZWERK7F	7F / 130 мм	7F	18G / 7 см	.035" / 48 см / "J"
ZWERK7F30	7F / 300 мм	7F	18G / 7 см	.035" / 60 см / "J"
ZWERK9F	9F / 130 мм	9F	18G / 7 см	.035" / 48 см / "J"
ZWERK9F30	9F / 300 мм	9F	18G / 7 см	.035" / 60 см / "J"
ZWERK10F	10F / 130 мм	10F	18G / 7 см	.035" / 48 см / "J"
ZWERK10F30	10F / 300 мм	10F	18G / 7 см	.035" / 60 см / "J"

Набор используется для введения эндокардиальных электродов, предназначенных для временной или постоянной стимуляции с помощью введенной в вену иглы. Применение набора значительно сокращает время имплантации электродов по сравнению с альтернативными методами, такими как препарирование вены.

Надрез на коже составляет менее 1 см, что упрощает процедуру.


Короткое время установки и незначительные повреждения кожи значительно снижают риск инфекции.

Примечание: возможен заказ набора с гидрофильным покрытием сплит-канюли.

Пример номера по каталогу: ZWERK10F.

НАБОРЫ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЕРИКАДРА

используется для удаления жидкости из полости перикарда



Элементы набора:

Катетер
Игла
Проводник
Шприц

Кат. №	Размер / длина катетера	Размер / длина иглы	Размер / длина / тип проводника
ZDW06F	6F / 30 см	18G / 12 см	.038" / 48 см / "J"
ZDW07F	7F / 30 см	18G / 12 см	.038" / 48 см / "J"
ZDW08F	8F / 30 см	18G / 12 см	.038" / 48 см / "J"
ZDW09F	9F / 30 см	18G / 12 см	.038" / 48 см / "J"


Дренажная система ZDW0 используется для удаления жидкости из полости перикарда в экстренных случаях (тампонада перикарда) или в плановом порядке. Может использоваться также для сбора жидкости из полости перикарда в диагностических целях. Она содержит модификации, которые по сравнению с прежде используемыми системами, могут сократить время проведения процедуры. Мягкость и эластичность материалов обеспечивает безопасность процедуры. Система позволяет выполнить полное удаление жидкости из полости перикарда. Для обеспечения безопасности процедуру рекомендуется проводить под контролем ультразвука.

Пример номера по каталогу: ZDW09F.

КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ СТЕНТ ДЛЯ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ *Nefro C*

с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

- Стент из кобальтово-хромового сплава
- Очень низкий профиль входа
- Повышенная гибкость
- Тонкая стенка стента



Технические данные

Материал стента	Кобальто-хромовый сплав L605
Рентгеноконтрастность	Очень хорошая
Радиальная устойчивость	Высокая
Время сдувания баллона	Очень короткое
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Профиль входа	Низкий
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Применение с проводником макс.	.014"
Номинальное давление	8 атм.
Длина катетера	140 см

Кат. №	Номинальный диаметр стента	Номинальная длина стента	Применение с направляющим катетером 6F
ZSTN5x814140C	5.0 мм	8.0 мм	ID .066"
ZSTN5x1014140C	5.0 мм	10.0 мм	
ZSTN5x1214140C	5.0 мм	12.0 мм	
ZSTN5x1414140C	5.0 мм	14.0 мм	
ZSTN5x1614140C	5.0 мм	16.0 мм	
ZSTN5x1814140C	5.0 мм	18.0 мм	
ZSTN5x2014140C	5.0 мм	20.0 мм	
ZSTN5x2214140C	5.0 мм	22.0 мм	
ZSTN5x2514140C	5.0 мм	22.0 мм	ID .066"
ZSTN6x1014140C	6.0 мм	10.0 мм	
ZSTN6x1214140C	6.0 мм	12.0 мм	
ZSTN6x1414140C	6.0 мм	14.0 мм	
ZSTN6x1614140C	6.0 мм	16.0 мм	
ZSTN6x1814140C	6.0 мм	18.0 мм	
ZSTN6x2014140C	6.0 мм	20.0 мм	
ZSTN6x2214140C	6.0 мм	22.0 мм	
ZSTN6x2514140C	6.0 мм	22.0 мм	ID .071"
ZSTN7x1214140C	7.0 мм	12.0 мм	
ZSTN7x1414140C	7.0 мм	14.0 мм	
ZSTN7x1614140C	7.0 мм	16.0 мм	
ZSTN7x1814140C	7.0 мм	18.0 мм	
ZSTN7x2014140C	7.0 мм	20.0 мм	
ZSTN7x2214140C	7.0 мм	22.0 мм	
ZSTN7x2514140C	5.0 мм	22.0 мм	

Пример номера по каталогу: ZSTN7x2514140C.

СТЕНТЫ ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ NEPTUN

с системой доставки OTW (over the wire)



Стент NEPTUN оригинальной конструкции, смонтированный с применением новейшей лазерной технологии.

Уникальная конструкция стента гарантирует его точную и управляемую имплантацию в стенку артерии. Благодаря взаимным соединениям между сегментами стента улучшаются его адаптационные возможности принимать форму артерии.

Технические данные

Материал	Сталь 316L
Рентгеноконтрастность	Хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасное
Потеря длины при расширении	< 5%
Радиальная устойчивость	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Очень хорошая
Шафт катетера	5F
Применение с проводником	.035"
Номинальное давление	6 атм
Длина системы доставки	80 см, 110 см, 135 см

Кат. №	Диаметр / длина стента	Применение с интродьюсером	Кат. №	Диаметр / длина стента	Применение с интродьюсером
ZSTP4x1635110	4 мм / 16 мм	6F	ZSTP6x1635110	6 мм / 16 мм	6F
ZSTP4x2035110	4 мм / 20 мм	6F	ZSTP6x2035110	6 мм / 20 мм	6F
ZSTP4x2535110	4 мм / 25 мм	6F	ZSTP6x2535110	6 мм / 25 мм	6F
ZSTP4x3035110	4 мм / 30 мм	6F	ZSTP6x3035110	6 мм / 30 мм	6F
ZSTP4x3535110	4 мм / 35 мм	6F	ZSTP6x3535110	6 мм / 35 мм	6F
ZSTP4x4035110	4 мм / 40 мм	6F	ZSTP6x4035110	6 мм / 40 мм	6F
ZSTP4x4535110	4 мм / 45 мм	6F	ZSTP6x4535110	6 мм / 45 мм	6F
ZSTP4x5035110	4 мм / 50 мм	6F	ZSTP6x5035110	6 мм / 50 мм	6F
ZSTP4x6035110	4 мм / 60 мм	6F	ZSTP6x6035110	6 мм / 60 мм	6F
ZSTP4x7035110	4 мм / 70 мм	6F	ZSTP6x7035110	6 мм / 70 мм	6F
ZSTP4x8035110	4 мм / 80 мм	6F	ZSTP6x8035110	6 мм / 80 мм	6F
ZSTP5x1635110	5 мм / 16 мм	6F	ZSTP7x1635110	7 мм / 16 мм	6F
ZSTP5x2035110	5 мм / 20 мм	6F	ZSTP7x2035110	7 мм / 20 мм	6F
ZSTP5x2535110	5 мм / 25 мм	6F	ZSTP7x2535110	7 мм / 25 мм	6F
ZSTP5x3035110	5 мм / 30 мм	6F	ZSTP7x3035110	7 мм / 30 мм	6F
ZSTP5x3535110	5 мм / 35 мм	6F	ZSTP7x3535110	7 мм / 35 мм	6F
ZSTP5x4035110	5 мм / 40 мм	6F	ZSTP7x4035110	7 мм / 40 мм	6F
ZSTP5x4535110	5 мм / 45 мм	6F	ZSTP7x4535110	7 мм / 45 мм	6F
ZSTP5x5035110	5 мм / 50 мм	6F	ZSTP7x5035110	7 мм / 50 мм	6F
ZSTP5x6035110	5 мм / 60 мм	6F	ZSTP7x6035110	7 мм / 60 мм	6F
ZSTP5x7035110	5 мм / 70 мм	6F	ZSTP7x7035110	7 мм / 70 мм	6F
ZSTP5x8035110	5 мм / 80 мм	6F	ZSTP7x8035110	7 мм / 80 мм	6F

Кат. №	Диаметр / длина стента	Применение с интродьюсером
ZSTP8x1635110	8 мм / 16 мм	6F
ZSTP8x2035110	8 мм / 20 мм	6F
ZSTP8x2535110	8 мм / 25 мм	6F
ZSTP8x3035110	8 мм / 30 мм	6F
ZSTP8x3535110	8 мм / 35 мм	6F
ZSTP8x4035110	8 мм / 40 мм	6F
ZSTP8x4535110	8 мм / 45 мм	6F
ZSTP8x5035110	8 мм / 50 мм	6F
ZSTP8x6035110	8 мм / 60 мм	6F
ZSTP8x7035110	8 мм / 70 мм	6F
ZSTP8x8035110	8 мм / 80 мм	6F
ZSTP9x1635110	9 мм / 16 мм	7F
ZSTP9x2035110	9 мм / 20 мм	7F
ZSTP9x2535110	9 мм / 25 мм	7F
ZSTP9x3035110	9 мм / 30 мм	7F
ZSTP9x3535110	9 мм / 35 мм	7F
ZSTP9x4035110	9 мм / 40 мм	7F
ZSTP9x4535110	9 мм / 45 мм	7F
ZSTP9x5035110	9 мм / 50 мм	7F
ZSTP9x6035110	9 мм / 60 мм	7F
ZSTP9x7035110	9 мм / 70 мм	7F
ZSTP9x8035110	9 мм / 80 мм	7F

Кат. №	Диаметр / длина стента	Применение с интродьюсером
ZSTP10x1635110	10 мм / 16 мм	7F
ZSTP10x2035110	10 мм / 20 мм	7F
ZSTP10x2535110	10 мм / 25 мм	7F
ZSTP10x3035110	10 мм / 30 мм	7F
ZSTP10x3535110	10 мм / 35 мм	7F
ZSTP10x4035110	10 мм / 40 мм	7F
ZSTP10x4535110	10 мм / 45 мм	7F
ZSTP10x5035110	10 мм / 50 мм	7F
ZSTP10x6035110	10 мм / 60 мм	7F
ZSTP10x7035110	10 мм / 70 мм	7F
ZSTP10x8035110	10 мм / 80 мм	7F

Пример номера по каталогу: ZSTP10x4535110.


ПРИМЕЧАНИЕ: Компания БАЛТОН производит такие же стенты Neptun с длиной 80 см и 135 см.

При заказе в номере по каталогу заменить число 110 на 80 или 135.

Пример номера по каталогу: ZSTP10x503580 или ZSTP10x5035135.

СТЕНТЫ САМОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ с системой доставки

Jaguar



Саморасширяющийся нитиноловый стент «Jaguar» с системой доставки предназначен для внутрисосудистой имплантации у больных с атеросклеротическими, пострадиационными и посттравматическими поражениями. Это труд конструкторов и врачей, заключающий в себе все наиболее современные материалы, технологии и тенденции по проектированию этого типа стентов.

«Jaguar» пользуется хорошей репутацией среди врачей за широкий диапазон операционных методик, которые можно применить при использовании этого стента, в том числе техники «cross-over».

Редко встречаемое в мире достоинство стента «Jaguar» - возможность корректировать его положение во время процедуры имплантации, а также возможность сжатия и повторного расширения стента в артерии. Закругленный и мягкий наконечник системы доставки атравматичный для стенок артерии.

«Jaguar» отлично адаптируется к просвету артерий и не мигрирует в них. Благодаря упругости и гибкости системы доставки, стент можно также применять в извилистых сосудах.

- изготовлен из нитиновой проволоки (NiTi), материала с более высоким уровнем биосовместимости и стойкости к коррозии, по сравнению с медицинской нержавеющей сталью AISI 316L.
- изготовленный по технологии «one-wire», плетеный стент без сварки и спайки
- специальный дизайн стента обеспечивает плотное соединение со стенкой артерии
- платиновые маркеры на концах стента позволяют провести точную имплантацию
- специальная конструкция системы доставки позволяет корректировать размещение стента внутри сосуда после частичного высвобождения стента
- улучшенный дизайн окончаний стента устраняет эффект «рыбьего рта» и исключает миграцию стента
- высокая радиальная сила
- высокая пластичность стента «Jaguar» проявляется в его знаменитой адаптации к изгибам сосуда

Технические данные

Номинальный диаметр стента	4 - 14 мм
Номинальная длина стента	15 - 150 мм
Длина системы доставки	80 см, 135 см
Система доставки 6F	Для стентов диаметром 4-10 мм
Система доставки 8F	Для стентов диаметром 12-14 мм
Применять с проводником	.035" или .018"
Тип системы доставки	OTW

Система доставки 6F с гидрофильным покрытием.

Кат. №	Диаметр стента	Длина стента	Применение с интродьюсером	Применение с проводником	Длина системы доставки
ZNSJ4x1518135	4 мм	15 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x2018135	4 мм	20 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x3018135	4 мм	30 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x4018135	4 мм	40 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x5018135	4 мм	50 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x6018135	4 мм	60 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x7018135	4 мм	70 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x8018135	4 мм	80 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x9018135	4 мм	90 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x10018135	4 мм	100 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x11018135	4 мм	110 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x12018135	4 мм	120 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ4x1535135	4 мм	15 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x2035135	4 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x3035135	4 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x4035135	4 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x5035135	4 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x6035135	4 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x7035135	4 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x8035135	4 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x9035135	4 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x10035135	4 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x11035135	4 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ4x12035135	4 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x1518135	5 мм	15 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x2018135	5 мм	20 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x3018135	5 мм	30 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x4018135	5 мм	40 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x5018135	5 мм	50 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x6018135	5 мм	60 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x7018135	5 мм	70 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x8018135	5 мм	80 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x9018135	5 мм	90 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x10018135	5 мм	100 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x11018135	5 мм	110 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x12018135	5 мм	120 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x15018135	5 мм	150 мм	6F	.018"	135 см
ZNSJ5x1535135	5 мм	15 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x2035135	5 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x3035135	5 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x4035135	5 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x5035135	5 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x6035135	5 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x7035135	5 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x8035135	5 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x9035135	5 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x10035135	5 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x11035135	5 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x12035135	5 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ5x15035135	5 мм	150 мм	6F	.035"	135 см

Кат. №	Диаметр сента	Длина сента	Применение с интродьюсером	Применение с проводником	Длина системы доставки
ZNSJ6x20356135	6 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x30356135	6 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x40356135	6 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x50356135	6 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x60356135	6 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x70356135	6 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x80356135	6 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x90356135	6 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x100356135	6 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x110356135	6 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x120356135	6 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ6x150356135	6 мм	150 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x20356135	7 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x30356135	7 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x40356135	7 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x50356135	7 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x60356135	7 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x70356135	7 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x80356135	7 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x90356135	7 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x100356135	7 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x110356135	7 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x120356135	7 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ7x150356135	7 мм	150 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x20356135	8 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x30356135	8 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x40356135	8 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x50356135	8 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x60356135	8 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x70356135	8 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x80356135	8 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x90356135	8 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x100356135	8 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x110356135	8 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x120356135	8 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ8x150356135	8 мм	150 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x20356135	9 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x30356135	9 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x40356135	9 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x50356135	9 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x60356135	9 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x70356135	9 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x80356135	9 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x90356135	9 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x100356135	9 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x110356135	9 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x120356135	9 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ9x150356135	9 мм	150 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x20356135	10 мм	20 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x30356135	10 мм	30 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x40356135	10 мм	40 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x50356135	10 мм	50 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x60356135	10 мм	60 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x70356135	10 мм	70 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x80356135	10 мм	80 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x90356135	10 мм	90 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x100356135	10 мм	100 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x110356135	10 мм	110 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x120356135	10 мм	120 мм	6F	.035"	135 см
ZNSJ10x150356135	10 мм	150 мм	6F	.035"	135 см

Система доставки 8F с гидрофильным покрытием.

Кат. №	Диаметр стента	Длина стента	Применение с интродьюсером	Применение с проводником	Длина системы доставки
ZNSJ12x2035135	12 мм	20 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x3035135	12 мм	30 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x4035135	12 мм	40 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x5035135	12 мм	50 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x6035135	12 мм	60 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x7035135	12 мм	70 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ12x8035135	12 мм	80 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ14x2035135	14 мм	20 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ14x3035135	14 мм	30 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ14x4035135	14 мм	40 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ14x5035135	14 мм	50 мм	8F	.035"	135 см
ZNSJ14x6035135	14 мм	60 мм	8F	.035"	135 см

Пример номера по каталогу: ZNSJ10x7035135.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартная длина системы доставки составляет 135 см, однако можно заказать также систему 80 см. В случае заказа просим заменить число 135 на 80 в номере по каталогу - например ZNSJ7x303580.

По запросу мы предоставляем систему доставки с ручкой. При заказе, пожалуйста, добавьте букву R к каталожному номеру, например, ZNSJ7x3035135R.

Доступны стенты с улучшенной видимостью в рентгеновских лучах.


Пример номера по каталогу:

ZNSJ7x4035135PT (система pull-back)

ZNSJ7x4035135PTR (система с ручкой).

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ **LOVIX**

с системой доставки OTW (over the wire)



Катетеры для ангиопластики периферических сосудов - уникальное решение для лечения заболеваний периферических артерий

- Высокое давление
- Низкий профиль входа
- Полный диапазон размеров

Технические данные

Материал баллона	нейлон
Диаметр баллона	3.00 - 16 мм
Длина баллона	20 - 250 мм
Время сдувания баллона	Очень короткое
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Тип системы доставки	Over The Wire (OTW)
Длина системы доставки	80 - 140см

Кат. №	Номинальный диаметр баллона	Номинальная длина баллона	Длина катетера	Применение с проводником	Применение с интродьюсером	Номинальное давление
	В	С	Н	Е	А	Д
PBA BxCEH	3 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм 150, 200, 250 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.014" .025" .025"	4F 5F 5F	10 атм
PBA BxCEH	4 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм 150, 200, 250 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.014" .025" .035" .035"	4F 5F 5F 5F	6 атм
PBA BxCEH	5 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм 150, 200, 250 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.014" .025" .035" .035"	5F 5F 5F 6F	6 атм
PBA BxCEH	6 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм 150, 200, 250 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.014" .025" .035" .035"	5F 5F 5F 6F	6 атм
PBA BxCEH	7 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм 150, 200, 250 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035" .035"	5F 6F	6 атм
PBA BxCEH	8 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	5F	6 атм
PBA BxCEH	9 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	6F	6 атм
PBA BxCEH	10 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	6F	6 атм
PBA BxCEH	12 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	6F	6 атм
PBA BxCEH	14 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	8F	6 атм
PBA BxCEH	16 мм	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм	80, 100, 110, 120, 135, 170 см	.035"	8F	6 атм

Пример номера по каталогу: PBA16x10035110.

Примечание: по Вашему желанию предоставляем катетеры длиной 80-170см.

Пример номера по каталогу: PBA10x403580.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ **LOVIX**

с системой доставки Rapid Exchange (Rx)



Катетеры для ангиопластики периферических сосудов - уникальное решение для лечения заболеваний периферических артерий

- Отличная проходимость
- Высокое давление
- Низкий профиль входа
- Полный диапазон размеров

Технические данные


Материал баллона	нейлон
Диаметр баллона	1.25- 7.00 mm
Длина баллона	10 - 250 mm
Время сдувания баллона	Очень короткое
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Совместимость с проводником	Макс.0.14"
Тип системы доставки	Rapid Exchange (Rx)
Длина системы доставки	140 см

Кат. №	Номинальный диаметр баллона	Минимальное отверстие гайд-катетера	Номинальное давление	Номинальная длина баллона
	В	D	A	С
PBARX B x C 140	1.25 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
PBARX B x C 140	1.50 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
PBARX B x C 140	1.75 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм
PBARX B x C 140	2.00 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250 мм
PBARX B x C 140	2.25 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250 мм
PBARX B x C 140	2.50 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250 мм
PBARX B x C 140	2.75 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250 мм
PBARX B x C 140	3.00 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250 мм
PBARX B x C 140	3.25 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	3.50 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	3.75 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	4.00 мм	.056"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	4.50 мм	.064"	10 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	5.00 мм	.067"	8 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	5.50 мм	.067"	8 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	6.00 мм	.067"	8 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	6.50 мм	.067"	8 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм
PBARX B x C 140	7.00 мм	.071"	8 атм	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм

Пример номера по каталогу: PBARX7.0x250140.

САМОРАСШИРЯЮЩЕЙСЯ СЕНТ Mer для сонной артерии

с системой доставки Rapid Exchange (RX)



- Гибридная конструкция стента
- Отличная проталкиваемость и маневренность
- Исключительная гибкость
- Высокая радиальная сила
- Платиновые маркеры на концах стента

Технические данные

Материал стента	Нитинол
Номинальный диаметр стента	4 - 10 мм
Номинальная длина стента	20 - 50 мм
Длина рабочей части системы доставки	135 см
Размер системы	5F
Совместимость с проводником	.014"
Тип системы доставки	Rapid Exchange

ПРЯМОЙ СЕНТ

Кат. №	Номинальный диаметр стента	Номинальная длина стента ± 0.5 мм	Длина рабочей части системы доставки	Размер системы доставки	Минимальное отверстие гайд-катетера	Применять с интродьюсером	Применять с проводником
		G					
ZSTS4xG14135R	4 мм	20, 30, 40, 50 мм	135 см	5F	0.071"	5F	0.014"
ZSTS5xG14135R	5 мм						
ZSTS6xG14135R	6 мм						
ZSTS7xG14135R	7 мм						
ZSTS8xG14135R	8 мм						
ZSTS9xG14135R	9 мм						
ZSTS10xG14135R	10 мм						

КОНИЧЕСКИЙ СЕНТ

Кат. №	Номинальный диаметр стента		Номинальная длина стента ± 0.5 мм	Длина рабочей части системы доставки	Размер системы доставки	Минимальное отверстие гайд-катетера	Применять с интродьюсером	Применять с проводником
	дист.	прокс.	G					
ZSTS5x7xG14135R	5 мм	7 мм	20, 30, 40, 50 мм	135 см	5F	0.071"	5F	0.014"
ZSTS6x8xG14135R	6 мм	8 мм						
ZSTS7x9xG14135R	7 мм	9 мм						
ZSTS7x10xG14135R	7 мм	10 мм						
ZSTS8x10xG14135R	8 мм	10 мм						

Пример номера по каталогу: ZSTS8x10x4014135R.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Другие длины рабочей части системы доставки доступны по предварительному заказу.

СИСТЕМА ДИСТАЛЬНОЙ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ

Robin

Элементы набора:

Проводник с интегрированной фильтрующей корзинкой
 Доставляющий катетер – типа Rapid Exchange или Over the Wire
 Захватывающий катетер – типа Rapid Exchange или Over the Wire
 Вращающее устройство (torquer)
 Направляющая сплит-трубка
 Ситечко 40µm



Система для дистальной нейропротекции используется для захвата эмболического материала во время ангиопластики и стентирования каротидных артерий.

Нейропротекционная система ROBIN:


- фильтрующая корзина сделана из биосовместимого материала, она опирается на 8 нитиноловых манипуляторах («руках») с перманентно фиксированным полиуретановым фильтром
- проводник .014" с интегрированной фильтрующей корзинкой
- атравматический, эластичный кончик проводника облегчает безопасный доступ к месту, расположенному дистальнее зоны поражения
- точная доставка и захват благодаря платиновым маркерам, находящимся в проксимальной и дистальной части фильтрующей корзинки
- две системы доставки и захвата проводником с фильтрующей корзинкой (Rapid Exchange или Over the Wire)
- платиновые маркеры подтверждающие соответствующее местоположение фильтрующей корзинки в стенке сосуда.

Кат. №	Диаметр Корзинки	Рекомендованный диаметр сосуда	Диаметр проводника	Длина проводника	Метод доставки и захвата
SDN4RX	4 мм	3.0 - 3.5 мм	.014"	170 cm	RX
SDN5RX	5 мм	3.5 - 4.5 мм	.014"	170 cm	RX
SDN6RX	6 мм	4.5 - 5.5 мм	.014"	170 cm	RX
SDN7RX	7 мм	5.5 - 6.5 мм	.014"	170 cm	RX
SDN8RX	8 мм	6.5 - 7.5 мм	.014"	170 cm	RX
SDN4OTW	4 мм	3.0 - 3.5 мм	.014"	300 cm	OTW
SDN5OTW	5 мм	3.5 - 4.5 мм	.014"	300 cm	OTW
SDN6OTW	6 мм	4.5 - 5.5 мм	.014"	300 cm	OTW
SDN7OTW	7 мм	5.5 - 6.5 мм	.014"	300 cm	OTW
SDN8OTW	8 мм	6.5 - 7.5 мм	.014"	300 cm	OTW

Пример номера по каталогу: SDN8OTW.

ИНТРОДЬЮСЕР

Набор для установки и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном



Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор

Кат. №	Размер / длина интродьюсера	Цвет коннектора	Размер дилататора	Размер иглы	Проводник размер / длина / тип
INT3F	3F / 60 мм	белый	3F	21G	.018" / 35 см / Прямой
INT4F	4F / 70 мм	красный	4F	19G	.022" / 40 см / "J"
INT5F	5F / 110 мм	серый	5F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT5F23	5F / 230 мм	серый	5F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT6F	6F / 110 мм	зелёный	6F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT6F23	6F / 230 мм	зелёный	6F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT7F	7F / 110 мм	оранжевый	7F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT7F23	7F / 230 мм	оранжевый	7F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT8F	8F / 110 мм	голубой	8F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT8F23	8F / 230 мм	голубой	8F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT9F	9F / 110 мм	чёрный	9F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT9F23	9F / 230 мм	чёрный	9F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT10F	10F / 110 мм	белый	10F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT10F23	10F / 230 мм	белый	10F	18G	.035" / 60 см / "J"

Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать воздушную эмболию и кровопотерю во время манипуляции. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия. Кроме основной версии, интродьюсер может также производиться без клапана.

Пример номера по каталогу: INT10F.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.

Каталожный номер модели:


INT8FM - интродьюсер с маркером.

ИНТРОДЬЮСЕРЫ ДЛИННЫЕ

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Дилататор



Кат. №	Размер / длина шафта	Цвет коннектора	Размер дилататора	Размер иглы
INT5F50	5F / 500 мм	серый	5F	18G
INT5F55	5F / 550 мм	серый	5F	18G
INT5F60	5F / 600 мм	серый	5F	18G
INT5F65	5F / 650 мм	серый	5F	18G
INT5F70	5F / 700 мм	серый	5F	18G
INT5F80	5F / 800 мм	серый	5F	18G
INT5F90	5F / 900 мм	серый	5F	18G
INT6F50	6F / 500 мм	зелёный	6F	18G
INT6F55	6F / 550 мм	зелёный	6F	18G
INT6F60	6F / 600 мм	зелёный	6F	18G
INT6F65	6F / 650 мм	зелёный	6F	18G
INT6F70	6F / 700 мм	зелёный	6F	18G
INT6F80	6F / 800 мм	зелёный	6F	18G
INT6F90	6F / 900 мм	зелёный	6F	18G
INT7F50	7F / 500 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F55	7F / 550 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F60	7F / 600 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F65	7F / 650 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F70	7F / 700 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F80	7F / 800 мм	оранжевый	7F	18G
INT7F90	7F / 900 мм	оранжевый	7F	18G
INT8F50	8F / 500 мм	голубой	8F	18G
INT8F55	8F / 550 мм	голубой	8F	18G
INT8F60	8F / 600 мм	голубой	8F	18G
INT8F65	8F / 650 мм	голубой	8F	18G
INT8F70	8F / 700 мм	голубой	8F	18G
INT8F80	8F / 800 мм	голубой	8F	18G
INT8F90	8F / 900 мм	голубой	8F	18G

Пример номера по каталогу: INT8F90.


По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.

Каталожный номер модели:

INT8FK90M - интродьюсер с маркером.

ИНТРОДЬЮСЕРЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном



Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор

Набор содержит проводник специальной конструкции, мягкая дистальная часть которого позволяет деликатно ввести его в артерию, а упругая проксимальная часть составляет идеальную основу для введения дилататора, а также не допускает перфорацию стенки сосуда. Дистальные части интродьюсера и дилататора изготовлены так, чтобы можно было легко и атравматично ввести катетер в просвет сосуда.

Кат. №	Размер / длина шафта	Цвет коннектора	Размер дилататора	Размер иглы	Проводник размер / длина / тип
INT5FKR	5F / 110 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT5FKRP	5F / 110 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT5F21KRP	5F / 110 мм	серый	5F	20G	.021" / 45 см / Прямой
INT5FKR23	5F / 230 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT5FKR23P	5F / 230 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT5F21KR23P	5F / 230 мм	серый	5F	20G	.021" / 45 см / Прямой
INT6FKR	6F / 110 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT6FKRP	6F / 110 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT6F21KRP	6F / 110 мм	зелёный	6F	20G	.021" / 45 см / Прямой
INT6FKR23	6F / 230 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT6FKR23P	6F / 230 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT6F21KR23P	6F / 230 мм	зелёный	6F	20G	.021" / 45 см / Прямой
INT7FKR	7F / 110 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT7FKRP	7F / 110 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT7F21KRP	7F / 110 мм	оранжевый	7F	20G	.021" / 45 см / Прямой
INT7FKR23	7F / 230 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT7FKR23P	7F / 230 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT7F21KR23P	7F / 230 мм	оранжевый	7F	20G	.021" / 45 см / Прямой

Пример номера по каталогу: INT5FKR.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами

Каталожный номер модели:


INT7FKRM- интродьюсер с маркером.

ИНТРОДЬЮСЕРЫ (БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ)

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор



Кат. №	Размер / длина шафта	Цвет коннектора	Размер дилататора	Размер иглы	Проводник размер / длина / тип
INT11F	11F / 110 мм	голубой	11F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT11F23	11F / 230мм	голубой	11F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT12F	12F / 120 мм	голубой	12F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT 12F23	12F / 230 мм	голубой	12F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT14F	14F / 120 мм	голубой	14F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT14F23	14F / 230 мм	голубой	14F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT16F	16F / 120 мм	голубой	16F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT16F23	16F / 230 мм	голубой	16F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT18F	18F / 120 мм	голубой	18F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT18F23	18F / 230 мм	голубой	18F	18G	.035" / 60 см / "J"

Пример номера по каталогу: INT18F23.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами


Каталожный номер модели: INT14FM- интродьюсер с маркером.

ИНТРОДЬЮСЕРЫ С ТРОЙНЫМ ДОСТУПОМ

для введения и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор 14F, 19см



Кат. №	Размер / длина	Проводник размер / длина / тип	Максимальное количество вводимых катетеров
TKATINT	14F / 12 см	.038" / 50 см / "J"	6F -2 штуки и 7F- 1 штука

Предназначен для тройного введения и используется при общих электрофизиологических процедурах, а также когда требуется заблокировать и удержать катетер в постоянной позиции. Процедура осуществляется через одно функциональное отверстие.

Пример номера по каталогу: TKATINT.

ИНТРОДЬЮСЕР АРМИРОВАННЫЙ (COIL)



Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Дилататор

- Высокая гибкость и маневренность
- Устойчивый при изгибе
- Хорошая видимость при флюороскопии, благодаря платиновому маркеру

Кат. №	Размер / длина шафта	Размер дилататора	Размер ангио- графической иглы	Применять с проводником
INT4F45T	4F / 450 мм	4F	19G	.022"
INT4F60T	4F / 600 мм	4F	19G	.022"
INT4F90T	4F / 900 мм	4F	19G	.022"
INT4F100T	4F / 1000 мм	4F	19G	.022"
INT5F45T	5F / 450 мм	5F	18G	.035"
INT5F60T	5F / 600 мм	5F	18G	.035"
INT5F90T	5F / 900 мм	5F	18G	.035"
INT5F100T	5F / 1000 мм	5F	18G	.035"
INT6F45T	6F / 450 мм	6F	18G	.035"
INT6F60T	6F / 600 мм	6F	18G	.035"
INT6F90T	6F / 900 мм	6F	18G	.035"
INT6F100T	6F / 1000 мм	6F	18G	.035"
INT7F45T	7F / 450 мм	7F	18G	.035"
INT7F60T	7F / 600 мм	7F	18G	.035"
INT7F90T	7F / 900 мм	7F	18G	.035"
INT7F100T	7F / 1000 мм	7F	18G	.035"
INT8F45T	8F / 450 мм	8F	18G	.035"
INT8F60T	8F / 600 мм	8F	18G	.035"
INT8F90T	8F / 900 мм	8F	18G	.035"
INT8F100T	8F / 1000 мм	8F	18G	.035"
INT9F45T	9F / 450 мм	9F	18G	.035"
INT9F60T	9F / 600 мм	9F	18G	.035"
INT9F90T	9F / 900 мм	9F	18G	.035"
INT9F100T	9F / 1000 мм	9F	18G	.035"

Другие размеры от 23см до 100см, предоставляются по запросу.

Пример номера по каталогу: INT8F100T.


ПРОВОДНИКИ ДЛЯ РТСА *RIDER* с гидрофильным покрытием

Проводники предлагаются с разной упругостью дистального конца:

- с мягким кончиком - F
- со средним кончиком - M
- с упругим кончиком - S
- с очень упругим кончиком - HS
- с очень мягким кончиком HF

Проводники доступны с дополнительным укреплением проксимальной спиральной части, что позволяет применять их при доставке стентов:

- мягкий для стента STF
- средний для стента STM
- упругий для стента STS



Технические данные

Материал: сталь и платина
Длина 175-300 см
Диаметр проводника .014" (0.36 мм)
Широкая шкала жёсткости
Рентгеноконтрастные маркеры на длине мин. 30 мм
Проводники прямые и J-типа.
Хорошая управляемость
Покрытие PTFE
Специальное покрытие для оптимального прохода через извилистые и узкие сосуды
Упругий проксимальный шaft
Хорошая видимость кончика проводника
Оптимальный контроль вращения (torquer) 1:1

Кат. №	Описание	Длина	Диаметр	Тип
PCJ014175HF	очень мягкий	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175F	мягкий	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175M	средний	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175S	упругий	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175HS	очень упругий	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175STF	мягкий для стента	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175STM	средний для стента	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014175STS	упругий для стента	175 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195HF	очень мягкий	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195F	мягкий	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195M	средний	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195S	упругий	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195HS	очень упругий	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195STF	мягкий для стента	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195STM	средний для стента	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014195STS	упругий для стента	195 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300HF	очень мягкий	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300F	мягкий	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300M	средний	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300S	упругий	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300HS	очень упругий	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300STF	мягкий для стента	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300STM	средний для стента	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"
PCJ014300STS	упругий для стента	300 см	.014" (0.36 мм)	"J"

Пример номера по каталогу: PCJ014300STS.

Все размеры доступны с прямым кончиком.

В случае заказа просим указать № по каталогу без буквы «J», например: PC014175S.

ПРОВОДНИКИ LUNDERQUIST

Кат. №	Диаметр	Длина	Тип
PL3590T	.035" (0.89 мм)	90 см	прямой
PLJ3590T	.035" (0.89 мм)	90 см	"J"
PL35150T	.035" (0.89 мм)	150 см	прямой
PLJ35150T	.035" (0.89 мм)	150 см	"J"
PL35180T	.035" (0.89 мм)	180 см	прямой
PLJ35180T	.035" (0.89 мм)	180 см	"J"
PL35220T	.035" (0.89 мм)	220 см	прямой
PLJ35220T	.035" (0.89 мм)	220 см	"J"
PL35260T	.035" (0.89 мм)	260 см	прямой
PLJ35260T	.035" (0.89 мм)	260 см	"J"

Пример номера по каталогу: PL35260T.

ПРОВОДНИКИ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Кат. №	Диаметр	Длина	Тип
P18150T	.018" (0.46 мм)	150 см	прямой
PJ18150T	.018" (0.46 мм)	150 см	"J"
P18200T	.018" (0.46 мм)	200 см	прямой
PJ18200T	.018" (0.46 мм)	200 см	"J"
P25150T	.025" (0.64 мм)	150 см	прямой
PJ25150T	.025" (0.64 мм)	150 см	"J"
P25200T	.025" (0.64 мм)	200 см	прямой
PJ25200T	.025" (0.64 мм)	200 см	"J"
P32150T	.032" (0.81 мм)	150 см	прямой
PJ32150T	.032" (0.81 мм)	150 см	"J"
P32200T	.032" (0.81 мм)	200 см	прямой
PJ32200T	.032" (0.81 мм)	200 см	"J"
P35150T	.035" (0.89 мм)	150 см	прямой
PJ35150T	.035" (0.89 мм)	150 см	"J"
P35200T	.035" (0.89 мм)	200 см	прямой
PJ35200T	.035" (0.89 мм)	200 см	"J"
P35260T	.035" (0.89 мм)	260 см	прямой
PJ35260T	.035" (0.89 мм)	260 см	"J"
P35400T	.035" (0.89 мм)	400 см	прямой
P35480T	.035" (0.89 мм)	480 см	прямой
P38150T	.038" (0.97 мм)	150 см	прямой
PJ38150T	.038" (0.97 мм)	150 см	"J"
P38200T	.038" (0.97 мм)	200 см	прямой
PJ38200T	.038" (0.97 мм)	200 см	"J"


Пример номера по каталогу: PJ38200T.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ

Они характеризуются высокими функциональными параметрами:


- тонкостенные, обеспечивающие максимально высокий поток жидкости
- устойчивость к высокому давлению 100 атм (1450 PSI)
- соответствующая мягкость, эластичность и изгибы, облегчающие введение катетера и манипуляцию им
- хорошая видимость в рентгеновских лучах
- идеально гладкая поверхность, очень хорошее качество окончательной обработки боковых отверстий и атравматичный кончик.

Каждый катетер имеет соединение типа Luer-Lock, делающее набор герметичным. Некоторые катетеры размерами 5F и 6F доступны в армированной версии; все катетеры характеризуются мягкостью их дистальной части.

ПРЯМЫЕ с 8-ю боковыми отверстиями

Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
3F50D	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70D	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100D	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70D	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110D	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70D	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110D	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70D	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110D	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100D	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100D	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 4F100D.

PIGTAIL с 8-ю боковыми отверстиями

Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
3F50P	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70P	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100P	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70P	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110P	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70P	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110P	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70P	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110P	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100P	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100P	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6F110P.


УГЛОВЫЕ с 8-ю боковыми отверстиями



Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
3F50AP4	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70AP4	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100AP4	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70AP4	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110AP4	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70AP4	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110AP4	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70AP4	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110AP4	7F	1.50 мм	110 см	.038"


Пример номера по каталогу: 7F70AP4.

N.I.H. с закрытым дистальным концом и 4-я боковыми отверстиями




Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
4F70NI	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100NI	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70NI	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110NI	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70NI	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110NI	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70NI	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110NI	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100NI	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100NI	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6F110NI.

GENSINI с 4-я боковыми отверстиями

Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
4F70GE	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100GE	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70GE	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110GE	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70GE	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110GE	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70GE	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110GE	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100GE	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100GE	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"


Пример номера по каталогу: 6F70GE.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ с 2-я боковыми отверстиями

Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
5F70UM	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110UM	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70UM	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110UM	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70UM	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110UM	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100UM	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100UM	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 5FT100UM.

SIMMONS



				Катетер			
Кат. № SIMMONS I	Кат. № SIMMONS II	Кат. № SIMMONS III	Кат. № SIMMONS IV	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50SIM1	3F50SIM2	3F50SIM3	3F50SIM4	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70SIM1	4F70SIM2	4F70SIM3	4F70SIM4	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100SIM1	4F100SIM2	4F100SIM3	4F100SIM4	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70SIM1	5F70SIM2	5F70SIM3	5F70SIM4	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110SIM1	5F110SIM2	5F110SIM3	5F110SIM4	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70SIM1	6F70SIM2	6F70SIM3	6F70SIM4	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110SIM1	6F110SIM2	6F110SIM3	6F110SIM4	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70SIM1	7F70SIM2	7F70SIM3	7F70SIM4	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110SIM1	7F110SIM2	7F110SIM3	7F110SIM4	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100SIM1	5FT100SIM2	5FT100SIM3	5FT100SIM4	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100SIM1	6FT100SIM2	6FT100SIM3	6FT100SIM4	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 5F110SIM1.


MANI



Катетер				
Кат. №	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50MA	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70MA	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100MA	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70MA	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110MA	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70MA	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110MA	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70MA	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110MA	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100MA	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100MA	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6FT100MA.


HEADHUNTER



Кат. № HEADHUNTER- ER	Кат. № HEADHUNTER I	Кат. № HEADHUNTER II	Кат. № HEADHUNTER III	Катетер			
				Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50HE	3F50HE1	3F50HE2	3F50HE3	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70HE	4F70HE1	4F70HE2	4F70HE3	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100HE	4F100HE1	4F100HE2	4F100HE3	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70HE	5F70HE1	5F70HE2	5F70HE3	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110HE	5F110HE1	5F110HE2	5F110HE3	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70HE	6F70HE1	6F70HE2	6F70HE3	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110HE	6F110HE1	6F110HE2	6F110HE3	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70HE	7F70HE1	7F70HE2	7F70HE3	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110HE	7F110HE1	7F110HE2	7F110HE3	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100HE	5FT100HE1	5FT100HE2	5FT100HE3	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100HE	6FT100HE1	6FT100HE2	6FT100HE3	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 7F110HE.


BENTSON



Кат. № BENTSON 1	Кат. № BENTSON 2	Кат. № BENTSON 3	Катетер			
			Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50BE1	3F50BE2	3F50BE3	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70BE1	4F70BE2	4F70BE3	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100BE1	4F100BE2	4F100BE3	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70BE1	5F70BE2	5F70BE3	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110BE1	5F110BE2	5F110BE3	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70BE1	6F70BE2	6F70BE3	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110BE1	6F110BE2	6F110BE3	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70BE1	7F70BE2	7F70BE3	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110BE1	7F110BE2	7F110BE3	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100BE1	5FT100BE2	5FT100BE3	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100BE1	6FT100BE2	6FT100BE3	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 7F110BE1.


LEFT CAROTID



			Катетер			
Кат. № LEFT CAROTID 1	Кат. № LEFT CAROTID 2	Кат. № LEFT CAROTID M	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50CAG1	3F50CAG2	3F50CAGM	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70CAG1	4F70CAG2	4F70CAGM	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100CAG1	4F100CAG2	4F100CAGM	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70CAG1	5F70CAG2	5F70CAGM	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110CAG1	5F110CAG2	5F110CAGM	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70CAG1	6F70CAG2	6F70CAGM	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110CAG1	6F110CAG2	6F110CAGM	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70CAG1	7F70CAG2	7F70CAGM	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110CAG1	7F110CAG2	7F110CAGM	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100CAG1	5FT100CAG2	5FT100CAGM	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100CAG1	6FT100CAG2	6FT100CAGM	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 7F110CAG2.


CEREBRAL



Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
5FT100CE6	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
5FT100CE10	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 5FT100CE10.

MEDULLAIRE



		Катетер			
Кат. № MEDULLAIRE 1	Кат. № MEDULLAIRE 2	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50MED1	3F50MED2	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70MED1	4F70MED2	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100MED1	4F100MED2	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70MED1	5F70MED2	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110MED1	5F110MED2	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70MED1	6F70MED2	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110MED1	6F110MED2	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70MED1	7F70MED2	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110MED1	7F110MED2	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100MED1	5FT100MED2	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100MED1	6FT100MED2	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 5FT100MED1.


VERTEBRAL



Кат. № VERTEBRAL	Катетер				Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина		
4F70VERT	4F	0.95 мм	70 см	.035"	
4F100VERT	4F	0.95 мм	100 см	.035"	
5F70VERT	5F	1.25 мм	70 см	.038"	
5F110VERT	5F	1.25 мм	110 см	.038"	
6F70VERT	6F	1.30 мм	70 см	.038"	
6F110VERT	6F	1.30 мм	110 см	.038"	
7F70VERT	7F	1.50 мм	70 см	.038"	
7F110VERT	7F	1.50 мм	110 см	.038"	
5FT100VERT	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"	
6FT100VERT	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"	

Пример номера по каталогу: 5FT100VERT.


AMPLATZ



Кат. № AMPLATZ I	Кат. № AMPLATZ II	Кат. № AMPLATZ III	Кат. № AMPLATZ IV	Кат. № AMPLATZ V	Катетер			
					Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
5F100AM1	5F100AM2	5F100AM3	5F100AM4	5F100AM5	5F	1.25 мм	100 см	.038"
6F100AM1	6F100AM2	6F100AM3	6F100AM4	6F100AM5	6F	1.30 мм	100 см	.038"
7F100AM1	7F100AM2	7F100AM3	7F100AM4	7F100AM5	7F	1.50 мм	100 см	.038"

Пример номера по каталогу: 7F100AM1.


NEWTON



Кат. №	Катетер			Проводник
	Размер	Внутренний диаметр	Длина	
3F50NE	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70NE	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100NE	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70NE	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110NE	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70NE	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110NE	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70NE	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110NE	7F	1.50 мм	110 см	.038"

Пример номера по каталогу: 6F110NE.


COBRA



			Катетер			
Кат. № COBRA I	Кат. № COBRA II	Кат. № COBRA III	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50C1	3F50C2	3F50C3	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70C1	4F70C2	4F70C3	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100C1	4F100C2	4F100C3	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70C1	5F70C2	5F70C3	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110C1	5F110C2	5F110C3	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70C1	6F70C2	6F70C3	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110C1	6F110C2	6F110C3	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70C1	7F70C2	7F70C3	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110C1	7F110C2	7F110C3	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100C1	5FT100C2	5FT100C3	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100C1	6FT100C2	6FT100C3	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6FT100C1.


FEMORAL RENAL с 2-мя боковыми отверстиями



Катетер				
Кат. №	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50FR	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F80FR	4F	0.95 мм	80 см	.035"
5F80FR	5F	1.25 мм	80 см	.038"
6F80FR	6F	1.30 мм	80 см	.038"
7F80FR	7F	1.50 мм	80 см	.038"
5FT80FR	5F	1.05 мм	80 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT80FR	6F	1.25 мм	80 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"


Пример номера по каталогу: 5FT80FR.

SIDEWINDER




			Катетер			
Кат. № SIDEWINDER I	Кат. № SIDEWINDER II	Кат. № SIDEWINDER III	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50SID1	3F50SID2	3F50SID3	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70SID1	4F70SID2	4F70SID3	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100SID1	4F100SID2	4F100SID3	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70SID1	5F70SID2	5F70SID3	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110SID1	5F110SID2	5F110SID3	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70SID1	6F70SID2	6F70SID3	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110SID1	6F110SID2	6F110SID3	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70SID1	7F70SID2	7F70SID3	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110SID1	7F110SID2	7F110SID3	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100SID1	5FT100SID2	5FT100SID3	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100SID1	6FT100SID2	6FT100SID3	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6FT100SID1.

TONNELIER с 2-я боковыми отверстиями

				Катетер			
Кат. № TONNELIER 7	Кат. № TONNELIER 10	Кат. № TONNELIER 13	Кат. № TONNELIER 18	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
3F50T7	3F50T10	3F50T13	3F50T18	3F	0.65 мм	50 см	.022"
4F70T7	4F70T10	4F70T13	4F70T18	4F	0.95 мм	70 см	.035"
4F100T7	4F100T10	4F100T13	4F100T18	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F70T7	5F70T10	5F70T13	5F70T18	5F	1.25 мм	70 см	.038"
5F110T7	5F110T10	5F110T13	5F110T18	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F70T7	6F70T10	6F70T13	6F70T18	6F	1.30 мм	70 см	.038"
6F110T7	6F110T10	6F110T13	6F110T18	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F70T7	7F70T10	7F70T13	7F70T18	7F	1.50 мм	70 см	.038"
7F110T7	7F110T10	7F110T13	7F110T18	7F	1.50 мм	110 см	.038"
5FT100T7	5FT100T10	5FT100T13	5FT100T18	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100T7	6FT100T10	6FT100T13	6FT100T18	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"


Пример номера по каталогу: 6FT100T7.

SONES с 2-мя боковыми отверстиями

			Катетер			
Кат. № SONES I	Кат. № SONES II	Кат. № SONES III	Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
4F100SON1	4F100SON2	4F100SON3	4F	0.95 мм	100 см	.035"
5F110SON1	5F110SON2	5F110SON3	5F	1.25 мм	110 см	.038"
6F110SON1	6F110SON2	6F110SON3	6F	1.30 мм	110 см	.038"
7F110SON1	7F110SON2	7F110SON3	7F	1.50 мм	110 см	.038"

Пример номера по каталогу: 6F110SON1.


JUDKINS RIGHT



Кат. № JUDKINS RIGHT 3.5 см	Кат. № JUDKINS RIGHT 4 см	Кат. № JUDKINS RIGHT 5 см	Кат. № JUDKINS RIGHT 6 см	Катетер			
				Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
5FT100JR3.5	5FT100JR4	5FT100JR5	5FT100JR6	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100JR3.5	6FT100JR4	6FT100JR5	6FT100JR6	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6FT100JR3.5.

JUDKINS LEFT



Кат. № JUDKINS LEFT 3.5 см	Кат. № JUDKINS LEFT 4 см	Кат. № JUDKINS LEFT 5 см	Кат. № JUDKINS LEFT 6 см	Катетер			
				Размер	Внутренний диаметр	Длина	Проводник
5FT100JL3.5	5FT100JL4	5FT100JL5	5FT100JL6	5F	1.05 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"
6FT100JL3.5	6FT100JL4	6FT100JL5	6FT100JL6	6F	1.25 мм	100 см - АРМИРОВАННЫЙ	.038"

Пример номера по каталогу: 6FT100JL3.5.

ШПРИЦЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С МАНОМЕТРОМ

Широкий ассортимент изделий для использования:

- в коронарной ангиопластике
- в периферической ангиопластике
- в вальвулопластике
- в пластике желудочно-кишечно-тракта



Кат. №

SW20

Интервал давления: 0-30 атм.

Объем: 20 мл

Эргономическая форма

Лёгкое и быстрое сдувание баллона

Манометр, поворачивающийся на 90°

Прозрачная дренажная трубка для контроля наличия пузырьков воздуха

SW25

Интервал давления: 0-30 атм.

Объем: 25 мл

Эргономическая форма

Лёгкое и быстрое сдувание баллона

Прозрачная дренажная трубка для контроля наличия пузырьков воздуха

Применение: коронарная ангиопластика.



Кат. №

SW30

Интервал давления: 0-30 атм.

Объем: 30 мл

Флуоресцентный индикатор

Легкое и быстрое сдувание баллона

Прозрачная дренажная трубка для контроля наличия пузырьков воздуха

Применение: коронарная ангиопластика, периферическая ангиопластика, вальвулопластика.



Кат. №

SW60

Интервал давления: 0 -15 атм.

Объём: 60 мл

Эргономическая форма

Легкое и быстрое сдувание баллона

Прозрачная дренажная трубка для контроля наличия пузырьков воздуха

Применение: пластика желудочно-кишечного тракта, вальвулопластика.

Пример номера по каталогу: SW60.

КОННЕКТОР С ДВОЙНЫМ КЛАПАНОМ RYVA



RYVA - это новый тип Y - образного коннектора.

Конструкция двойного клапана включает в себя быстрозакручивающийся клапан и возвратно-поступательный гемостатический клапан для легкого введения внутрисосудистого устройства одной рукой.

Диаметр клапана позволяет вводить катетеры (макс. размер 7F).

Состав:

- Удлинительная линия с 2-ходовым краником
- Быстрозакручивающийся клапан
- Возвратно-поступательный гемостатический клапан

Кат. №

RYVA

Пример номера по каталогу: RYVA.

КОННЕКТОР С ДВОЙНЫМ КЛАПАНОМ RYVA LUER



RYVA LUER – это новый тип Y - образного коннектора.

Конструкция двойного клапана включает в себя быстрозакручивающийся клапан и возвратно-поступательный гемостатический клапан для легкого введения внутрисосудистого устройства одной рукой.

Диаметр клапана позволяет вводить катетеры (макс. размер 7F).

Состав:

- Быстрозакручивающийся клапан
- Возвратно-поступательный гемостатический клапан

Кат. №

RYVA LUER

Пример номера по каталогу: RYVA LUER.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ ПРОВОДНИКА TORQUER



Кат. №

TORQUER

Пример номера по каталогу: TORQUER.

АДАПТЕР ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТИПА «У» с клапаном



Кат. №

YCONV

Для катетеров 1F до 9F

Пример номера по каталогу: YCONV.

ИГЛА НАПРАВЛЯЮЩАЯ



Кат. №

IPT20G100

Проводник

.014"

Длина иглы

100 mm

Пример номера по каталогу: IPT20G100.

ИГЛЫ АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ



Кат. №

IP18G70

IP19G70

IP19G50

Длина иглы

70 мм

70 мм

50 мм

Пример номера по каталогу: IP18G70.



Кат. №


IAD18G

Длина иглы

70 мм

Пример номера по каталогу: IP18G70.

ТРУБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ с коннектором Luer-Lock



Стандартная Кат. №	Мягкая Кат. №	Армированная Кат. №	Длина
PW30	PW30M	PW30Z	30 см
PW60	PW60M	PW60Z	60 см
PW90	PW90M	PW90Z	90 см
PW120	PW120M	PW120Z	120 см
PW150	PW150M	PW150Z	150 см

Стандартные соединительные трубки высокого давления изготовлены из пластичного материала высокого качества и выдерживают высокое давление 80 бар (1160 фунтов на квадратный дюйм). Они дополнены вращающимися коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock). Мягкие соединительные трубки высокого давления изготовлены из пластичного материала высокого качества и выдерживают высокое давление 65 бар (943 фунтов на квадратный дюйм). Они дополнены вращающимися коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock). Армированные соединительные трубки высокого давления изготовлены из пластичного материала высокого качества и выдерживают высокое давление – 100 бар (1450 фунтов на квадратный дюйм). Они дополнены вращающимися коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock).

Пример номера по каталогу: PW150.

