



[www.balton.pl](http://www.balton.pl)



# ДИАЛИЗОТЕРАПИЯ

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА

Комплекты для диализа одноканальные . . . . .	2
Комплекты для диализа одноканальные "Y" . . . . .	2
Комплекты для диализа двухканальные . . . . .	3
Комплекты для диализа трехканальные . . . . .	4

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА

Катетеры для диализа одноканальные . . . . .	5
Катетеры для диализа одноканальные "Y" . . . . .	5
Катетеры для диализа двухканальные . . . . .	6
Катетеры для диализа трехканальные . . . . .	6

## ИГЛЫ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА & АКСЕССУАРЫ

Иглы для гемодиализа . . . . .	7
Удлинитель luer-luer для диализа . . . . .	8
Удлинитель для диализа "Y" . . . . .	8

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА одноканальные

**Элементы комплекта:**

Одноканальный катетер  
Игла 18G длиной 7 см  
Проводник  
Дилататор I  
Дилататор II

Кат. № проводник тип «J»	Кат. № проводник прямой	Катетер размер/ длина	Дилататор I/II	Проводник размер/длина
ZDJP8F15	ZDJP8F15P	8F / 15 см	8F /10F	.035" / 60 см
ZDJP8F18	ZDJP8F18P	8F / 18 см	8F /10F	.035" / 60 см
ZDJP8F20	ZDJP8F20P	8F / 20 см	8F /10F	.035" / 60 см

Примерный номер по каталогу: ZDJP8F20.

Примечание: При необходимости возможна поставка катетеров с гидрофильным покрытием. Примерный номер по каталогу: ZDJP8F20H.

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА одноканальные «Y»

**Элементы комплекта:**

Одноканальный катетер «Y»  
Игла 18G длиной 7 см  
Проводник  
Дилататор I  
Дилататор II

Кат. № проводник тип «J»	Кат. № проводник прямой	Катетер размер/ длина	Дилататор I/II	Проводник размер/длина
ZDJY8F15	ZDJY8F15P	8F / 15 см	8F /10F	.035" / 60 см
ZDJY8F18	ZDJY8F18P	8F / 18 см	8F /10F	.035" / 60 см
ZDJY8F20	ZDJY8F20P	8F / 20 см	8F /10F	.035" / 60 см


Примерный номер по каталогу: ZDJY8F20.

Примечание: При необходимости возможна поставка катетеров с гидрофильным покрытием. Примерный номер по каталогу: ZDJY8F20H.

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА двухканальные

### Элементы комплекта:

Двухканальный катетер прямой  
 Двухканальный катетер «J»-тип  
 Игла 18G длиной 7 см  
 для катетера размером 6.5F-игла 19G длиной 5см  
 Проводник  
 Дилататор I  
 Дилататор II



Кат. № проводник тип «J»	Кат. № проводник прямой	Катетер размер/ длина	Дилататор I/II	Проводник размер/длина	Версия
ZDD6.5F10	ZDD6.5F10P	6.5F / 10 см	7F / 8F	.027" / 60 см	Педиатрический
ZDD6.5F12	ZDD6.5F12P	6.5F / 12 см	7F / 8F	.027" / 60 см	
ZDD8F10	ZDD8F10P	8F / 10 см	8F / 10F	.035" / 60 см	
ZDD8F12	ZDD8F12P	8F / 12 см	8F / 10F	.035" / 60 см	
ZDD8F15	ZDD8F15P	8F / 15 см	8F / 10F	.035" / 60 см	
ZDD11F15	ZDD11F15P	11F / 15 см	10F / 12F	.035" / 70 см	
ZDD11F18	ZDD11F18P	11F / 18 см	10F / 12F	.035" / 70 см	
ZDD11F20	ZDD11F20P	11F / 20 см	10F / 12F	.035" / 70 см	
ZDD12F15	ZDD12F15P	12F / 15 см	10F / 12F	.035" / 70 см	
ZDD12F18	ZDD12F18P	12F / 18 см	10F / 12F	.035" / 70 см	
ZDD12F20	ZDD12F20P	12F / 20 см	10F / 12F	.035" / 70 см	

Примерный номер по каталогу: ZDD12F20.

Примечание: доступны другие модификации:


H – катетер с гидрофильным покрытием

Примерный номер по каталогу: ZDD11F20HP.

Z – изогнутый катетер

Примерный номер по каталогу: ZDD11F20ZP.

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА трехканальные

**Элементы комплекта:**

Трехканальный катетер прямой  
 Трехканальный катетер «J»-тип  
 Игла 18G длиной 7 см  
 Проводник  
 Дилататор I  
 Дилататор II

Кат. №	Катетер размер/ длина	Дилататор I/II	Проводник размер/длина
ZDT12F15	12F / 15 см	10F / 12F	.038" / 70 см
ZDT12F18	12F / 18 см	10F / 12F	.038" / 70 см
ZDT12F20	12F / 20 см	10F / 12F	.038" / 70 см

Примерный номер по каталогу: ZDT12F15.

Примечание: доступны другие модификации:

H – катетер с гидрофильным покрытием

Примерный номер по каталогу: ZDT12F15H

Z – изогнутый катетер

Примерный номер по каталогу: ZDT12F15Z.

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА одноканальные



## Кат. №

KDJP8F15  
 KDJP8F18  
 KDJP8F20


Катетер  
размер/ длина

8F / 15 см  
 8F / 18 см  
 8F / 20 см

Примерный номер по каталогу: KDJP8F20.

Примечание: При необходимости возможно изготовление изогнутого катетера. Примерный номер по каталогу: KDJP8F15Z.

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА одноканальные «Y»



## Кат. №


KDJY8F15  
 KDJY8F18  
 KDJY8F20

Катетер  
размер/ длина

8F / 15 см  
 8F / 18 см  
 8F / 20 см

Примерный номер по каталогу: KDJY8F20.

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА двухканальные



Кат. №	Катетер размер/ длина	Версия
KDD6.5F10	6.5F / 10 см	Педиатрический
KDD6.5F12	6.5F / 12 см	
KDD8F10	8F / 10 см	
KDD8F12	8F / 12 см	
KDD8F15	8F / 15 см	
KDD11F15	11F / 15 см	Для взрослых
KDD11F18	11F / 18 см	
KDD11F20	11F / 20 см	
KDD12F15	12F / 15 см	
KDD12F18	12F / 18 см	
KDD12F20	12F / 20 см	

Примерный номер по каталогу: KDD8F12.

Примечание: доступны другие модификации:

H – катетер с гидрофильным покрытием. Примерный номер по каталогу: KDD8F12H

Z – изогнутый катетер. Примерный номер по каталогу: KDD8F12Z.

## КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА трехканальные



Кат. №	Катетер размер/ длина
KDT12F15	12F / 15 см
KDT12F18	12F / 18 см
KDT12F20	12F / 20 см

Примерный номер по каталогу: KDT12F15.

Примечание: Возможно изготовление катетера с изогнутыми каналами. Примерный номер по каталогу : KDD8F15Z.

H – катетер с гидрофильным покрытием. Примерный номер по каталогу : KDT12F15H.

## ИГЛЫ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

Игла изготовлена из специального стального сплава, который обеспечивает исключительную гладкость её поверхности. Тонкие стенки и трехгранная заточка позволяют проводить пункцию фистулы деликатно и точно. Поверхность иглы покрыта силиконом, поэтому она легко проходит сквозь ткани и индифферентна к сосуду. Крылышки в форме бабочки хорошо держат иглу к коже, заглушка может быть заменена без поворота иглы в сосуде. Зажимы легко защёлкиваются и надёжны в работе. Они имеют определённый цвет в соответствии с типом иглы: голубой для венозных игл, красный для артериальных. Это позволяет легко различить типы игл и избежать ошибок.



Кат. №	Размер иглы	Тип иглы	Цвет крылышек	Цвет зажима
ITD1.5LL	17G	артериальная	красный	красный
ITD1.6LL	16G	артериальная	зелёный	красный
ITD1.8LL	15G	артериальная	жёлтый	красный
IZD1.5LL	17G	венозная	красный	голубой
IZD1.6LL	16G	венозная	зелёный	голубой
IZD1.8LL	15G	венозная	жёлтый	голубой
IDY1.5LL	17G	"Y"	красный	красный/голубой
IDY1.6LL	16G	"Y"	зелёный	красный/голубой
IDY1.8LL	15G	"Y"	жёлтый	красный/голубой

Примерный номер по каталогу: IZD1.5LL.




## УДЛИНИТЕЛИ LUER-LUER ДЛЯ ДИАЛИЗА (для промывания/очистки диализатора)



Кат. №	Длина	Диаметр
PD7	7 см	4.6 / 3.3 мм

Примерный номер по каталогу: PD7.

## УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ДИАЛИЗА «Y»



Удлинитель «Y» используется для преобразования простого катетера в «Y»-образный катетер.

Кат. №
PUDY

Примерный номер по каталогу: PUDY.



## Производитель Медицинского Оборудования

ул. Модлинська, 294, 03-152 Варшава, Польша  
тел.: /+48 22/ 597 44 00, факс: /+48 22/ 597 44 44  
e-mail: balton@balton.pl; www.balton.pl